

Hello.

QUICK START GUIDE

ENGLISH 한글 日本語 简体中文 繁體中文 BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA TIẾNG VIỆT ไทย



LANGUAGES

ENGLISH	1
한글	13
日本語	25
简体中文	38
繁體中文	48
BAHASA MELAYU	59
BAHASA INDONESIA	72
TIẾNG VIỆT	84
ภาษาไทย	96

CONTENTS

WELCOME	2
OVERVIEW	2
In The Box	2
Product Introduction	2
CAUTION	3
USING DR'S SECRET LIP	4
Application Modes	5
Notes	8
CLEANING	9
CHARGING	9
WARRANTY	11
SPECIFICATIONS	12

WELCOME

Congratulations on taking the first step towards a skin-renewing experience. Before you embark on your journey, please take a moment to read through the instructions in this User Guide.

OVERVIEW


DR's Secret LIF is a revolutionary device that when used as part of your daily beauty regime, helps to cleanse your skin and prep it for your skin care ritual.

IN THE BOX

This box contains:

1. DR's Secret LIF (Main Unit)
2. Power Adaptor
3. USB Cable
4. User Guide

PRODUCT INTRODUCTION



CAUTION

- The device is only for its intended use as described in this User Guide.
- Use only with dry hands. DO NOT use while bathing or in the shower. DO NOT rinse device with water or submerge in water.
- Remove all jewelry such as rings, necklaces and bracelets before use.
- DO NOT use if you have skin infection or malignancy or sunburn.
- DO NOT use if you are on steroid treatment or feeling feverish.
- If you are pregnant or suspect that you are pregnant, please consult your physician before use.
- Please note that LIF emits low level electric currents during use. DO NOT use LIF if you are fitted with a pacemaker or similar device.


If you have cardiac or heart conditions, or have a metal implant, metallic dental fixture or filling in your body, please consult your doctor before use.

- Keep out of reach of children. DO NOT use on children below 12 years of age.
- Avoid leaving your device in direct sunlight and DO NOT expose to extreme heat or in humid areas.
- Keep the device away from magnetic objects such as hard disks, video tapes, computer monitors and televisions.
- Never use the Power Adaptor or USB Cable if damaged. Make sure the charging accessories and device is dry when charging. DO NOT charge device near water.
- Handle the product with care. DO NOT drop the device.

USING DR'S SECRET LIF

The 6 self-timed modes:

- C** **Cleansing Mode** ~ ~ +/—
- V** **Vitamin C Mode** ~ ~ +/—
- B** **Brightening Mode** ~ ~ +/— ~
- L** **Lifting Mode** ~ ~ +/— ~
- ~ **Heat Mode** ~ ~ ~
- ~ **Light Mode** ~ ~ ~



It is recommended to use **B** or **L Modes** daily. Use the full regime **C-V-B-L** 2 to 3 times weekly or whenever you use Vitamin C serum. Use your Vitamin C serum with **V Mode**, apply your other skin care products and end with **B** or **L Modes**.

APPLICATION MODES

- During use, please always make sure there is sufficient skin care product applied evenly on the skin to allow smooth gliding of DR's Secret LIF over the face.
- For modes with ~ **Heat**, DO NOT pause and hold at one spot for too long. Pause and hold for only 1-2 seconds. You may also use gliding motion.
- It is normal for skin to feel warm or look slightly reddened after using modes with ~ **Heat**. You can apply ~ **Blue Light** or any soothing skin care product of your choice if needed.

C Cleansing Mode

3 minutes, composed of:

- 1.5 minutes : ~ ~ +/—
- 1.5 minutes : ~ ~ +/—

Cleansing Mode helps to pull out impurities, dirt and remove residual makeup left on skin.

Complementary products: Aestier Cleansing Cream A1.

V Vitamin C Mode

3 minutes: ~ ~ +/—

Vitamin C Mode helps your skin to absorb the antioxidant more efficiently. Vitamin C can also promote skin renewal.

Complementary products: DR's Secret Toner T2 followed by DR's Secret C15 Essence 7.

B Brightening Mode

7 minutes, composed of:

- 3 minutes : ~ ~ ~
- 2 minutes : ~ ~ +/—
- 2 minutes : ~ ~ +/—

Brightening Mode helps to promote skin radiance and improve skin texture. It also prepares your skin for absorption of your skin care product. You may also use Brightening Mode for eye treatment.

Complementary products: DR's Secret Skinlight T3, DR's Secret Skinrecon T4, Aestier Emulsion A6/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 or DR's Secret Toner T2 followed by DR's Secret C15 Essence 7. For eye treatment, use Aestier Eye Cream.

L Lifting Mode

5 minutes, composed of:

- 3 minutes : ~ ~ ~
- 2 minutes : ~ ~ +/—

Lifting mode helps to sculpt your facial contours for a defined appearance. You may also use Lifting Mode for eye treatment.

Complementary products: Aestier Emulsion A6/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 or DR's Secret Toner T2 followed by DR's Secret C15 Essence 7. For eye treatment, use Aestier Eye Cream.

🌊 Heat Mode

15 minutes: 🌊 🌊

Heat Mode helps to target sagging lines and fine lines. It can be used to target specific skin problems.

Complementary products: Aestier Emulsion A6/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 or DR's Secret Toner T2 followed by DR's Secret C15 Essence 7.

💡 Light Mode


15 minutes: 💡 💡

Light Mode allows users to enjoy convenient light therapy. It can be used to target specific skin problems.


Complementary products: DR's Secret Skinlight T3, DR's Secret Skinrecon T4, Aestier Emulsion A6/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10, DR's Secret Spot Serum 8 or DR's Secret Refining Serum 9.

*Our products may be updated from time to time. Product information shown here may vary from the product packaging depending on time and region of purchase.

1. For **C Mode**, moisten face and apply cleansing cream to skin.
For **V Mode**, apply Vitamin C serum evenly on moist face.
For **B, L, 🌊 Heat** or **💡 Light Modes**, apply facial product evenly over face.
For eye treatment, apply eye cream evenly over eye area.
2. With dry hands, switch on DR's Secret LIF and choose the appropriate mode.
For **💡 Light Mode**, press once for **Red Light**, twice for **Yellow Light** and thrice for **Blue Light**.
3. Choose your intensity level. For eye treatment, please use only level 1 or 2.
4. **Glide** DR's Secret LIF over your face as shown.




For eye treatment, you may **glide** DR's Secret LIF over eye area or use a **Pause-and-Hold** method as shown. Please note to only pause and hold DR's Secret LIF on each spot for **only 1-2 seconds**.



For **💡 Light Mode**, you may **glide** DR's Secret LIF over your problem areas or use a **Pause-and-Hold** method as shown.

* Use only **Pause-and-Hold** method for DR's Secret Spot Serum and Refining Serum. *



5. Press the appropriate mode again to pause the program. Press again to resume.
For **Light Mode**, there is no pause function.
6. Apply more facial product or cleansing cream if needed.
7. DR's Secret LIF will beep to indicate completion of mode. Light on device head will be switched off.
8. Tissue off gently or rinse with water (for **C Mode** only).
9. Wipe the device head with a wet towel or alcohol-free wet tissue. Dry with cotton or tissue. Pay extra attention to wipe the grooves on the device head.

* For cystic acne use **Blue Light** until acne clears up. *

NOTES

- For first-time users, please start from level 1 and increase slowly. It is normal to experience mild warming sensations during **B, L** and **Heat Modes**.
- If you feel any discomfort, please lower the intensity level, or apply more serum on skin. If discomfort persists, please consult your dermatologist.


CLEANING

The life span of DR's Secret LIF will be greatly increased with proper care and maintenance.


- Ensure that the device is detached from all electrical outlets before cleaning the device head.
- Wipe the device head with a wet towel or alcohol-free wet tissue after each use. Dry with cotton or tissue. Pay extra attention to wipe the grooves on the device head.
- DO NOT rinse your device under water or submerge into water.

CHARGING

- DR's Secret LIF takes 1.5 hours to be fully charged. Please charge the device before using.
- There are 2 methods to charge DR's Secret LIF.
 - Connect USB Cable to device




- Option 1: Connect to Power Adaptor and charge



- Option 2: Connect to USB port (e.g., to computer)

* Please note that charging time will take up to 4.5 hours when charging via computer. *



- The battery indicator light shows the battery status.
 - Blinking red light: Battery is close to being fully discharged. Device may automatically shut down during use.
 - Red light: Battery level is low. Please charge device when possible.
 - Yellow light: Battery level is moderate.
 - Green light: Battery level is full.
- When the battery is fully discharged, the device will beep continuously for 2 seconds. You will not be able to switch on the device.
- During charging, the battery indicator light will automatically light up to show the battery status.
 - Blinking red light: Battery is fully discharged. Device will not be able to switch on.
 - Red light: Battery level is low.
 - Yellow light: Battery level is moderate.
 - Green light: Battery level is full.
- You may also continue to use DR's Secret LIF while it is charging. However, please remember not to hold the device with wet hands while it is charging.
- You do not need to charge DR's Secret LIF continuously.

WARRANTY

- Your DR's Secret LIF is fully guaranteed against manufacturing defects for a period of 12 months from the date of purchase unless stated otherwise.
- Local warranty applies to the country of the original purchase only.
- Original tax invoice must be presented as proof of purchase to our service staff when DR's Secret LIF is sent for servicing/repair.
- This warranty is not transferable.
- This warranty can also be activated online by following the steps below:
 1. Go to 'www.bwlgroup.com'
 2. Choose your location
 3. Scroll down and click on 'Device Product Warranty' under 'Quick Links' in the website footer
 4. Enter your details and product individual serial number
 5. Click 'Submit'
- * Best World Lifestyle recognises online warranty activation date as date of purchase, up to a maximum difference of 6 months from tax invoice date. When online warranty activation date exceeds 6 months from tax invoice date, a maximum of 6 months is added to tax invoice date. That date will be taken as date of purchase. *
- This warranty shall immediately cease and made void if the product is found to have been modified, tampered with or repaired by an unauthorised person.
- This warranty shall be subjected to the following limitations and exclusions:
 - Malfunctions or damages resulting from natural disasters, fire, civil unrest and/or accidents
 - Defects, misuse or damage by negligence and abuse
 - Wear and tear of accessories

- Damage during transportation to/from BWL retail centre
- Product has not been maintained or operated in accordance with the instructions stated inside User Guide
- Best World Lifestyle reserves the right to amend the above terms and conditions without prior notice.

SPECIFICATIONS

Power source	100~240VAC / 50~60Hz
Power consumption (main unit)	7.2W MAX
Power output (adaptor)	DC5V, 2.0A
Supply currency	Modified Square / Sine Wave
Battery	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
Dimension and weight (main unit)	Dimensions: 55mm*165mm*43mm Weight: 149g
Electrical intensity at lowest level	43V rms
Electrical intensity at highest level	61V rms

Disclaimer

While every effort has been made to ensure that information contained in this User Guide is accurate, BWL shall not be liable for any errors therein.

목차

환영합니다	14
개요	14
제품 구성	14
제품 소개	14
주의 사항	15
닥터 시크릿 리프의 사용 방법	16
모드별 사용방법	16
참고사항	20
청소 방법	21
충전 방법	21
품질 보증	23
제품 사양	24

환영합니다

젊고 아름다운피부를 위한 경험을 향해 첫발을 내딛게 되신 걸 축하드립니다. 당신의 여정을 시작하기전, 본 사용 설명서의 지시 사항을 읽어 보시기 바랍니다.


개요

닥터 시크릿 리프는 혁신적인 기기로서, 귀하의 일상에서 미용 관리의 일부로서 사용하시면, 당신의 피부를 깨끗하고 건강하게 유지시켜 주는데 도움이 될 것입니다.

제품 구성

1. 닥터 시크릿 리프 (본체)
2. 전원 어댑터
3. USB 케이블
4. 사용 설명서

제품 소개



주의 사항

- 미용기기는 본 사용설명서의 지시내용에 따라서만 사용합니다.
- 건조된 손으로만 사용합니다. 목욕이나 샤워시엔 사용하지 마세요. 기기를 흐르는 물 또는 물 속에 넣고 씻지 마세요.
- 사용하기 전 반드시 목걸이, 팔찌 등 착용한 모든 악세사리는 빼주세요.
- 만약 피부 감염 또는 악성 종양이 있거나 햇빛에 심하게 탄 경우에는 사용하지 마세요.
- 만약 스테로이드 치료제를 사용 중이거나 몸에 열이 있는 경우에는 사용하지 마세요.
- 임신 중이거나 임신이 의심되는 경우, 사용하기 전에 의사와 상담하시기 바랍니다.
- LIF는 사용 중 미세전류가 자연적으로 방출됩니다. 심박동 조절장치 등 유사 의료기기 사용자는 LIF를 사용하지 마십시오. 심장 질환이 있거나 치아 금속장치, 임플란트 시술자, 기타 중증 병력 및 질환이 있는 경우 제품 사용 전, 의사와 상담하시기 바랍니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 12세이하의 어린이는 사용하지 마세요.
- 햇빛에 직접 노출되는 곳에 기기를 보관하지 마세요. 과도한 열이나 습기가 많은 장소에 노출시키지 마세요.
- 하드 디스크, 비디오 테이프, 컴퓨터 모니터 및 TV 와 같은 자성체로부터 기기를 멀리 두세요.
- 만약 손상된 경우에는 전원 어댑터 또는 USB 케이블을 사용하지 마세요. 충전전 충전을 악세서리 및 기기는 건조상태이어야 합니다. 물 가까이에서 기기를 충전하지 마세요.
- 주의해서 제품을 다루주세요. 기기를 떨어뜨리지 마세요.

닥터 시크릿 리프의 사용 방법

6가지 셀프타이밍 모드:

- C 클렌징 모드**   +/-
 - V 비타민 C 모드**   +/-
 - B 브라이트닝 모드**   +/- 
 - L 리프팅 모드**   +/- 
 -  **온열 모드**  
 -  **라이트 모드** 
- (컬러 테라피)

라이트  +/- 이온



라이트칼라   써모

B 또 **L** 모드로 매일 사용하도록 합니다.

주 2~3회 **C + V + B + L** 전체모드를 사용해서 관리합니다. 이 때 V 모드는 비타민 **C** 제품으로 관리하고 **B** 와 **L** 모드는 제품으로 제품을 이용해서 마무리합니다.

모드별 사용방법

- 기기를 사용하는 동안 마사지가 잘 되도록 스킨케어 제품이 충분히 도포되어 있는지 확인하세요.
-  **히팅 모드** 사용 시 **1~2초** 이상 피부 위에서 정지하지 마시고 미끄러지듯이 마사지하는 동작을 계속 취하십시오.
-  **히팅 모드** 사용 후 피부가 따뜻하게 느껴지고 약간 붉어 보이는 것은 정상입니다. 걱정이 되면  **LED 모드** 중 **파란색 빛**을 사용하거나 진정제품을 사용하셔도 좋습니다.

C 클렌징 모드

3분으로 구성:

- 1.5 분:   +/-
- 1.5 분:   +/-

클렌징 모드는 피부 노폐물 및 먼지를 제거하고 피부에 남아있는 잔여 메이크업을 지우는 데 도움이 됩니다.

함께 사용하면 좋은 제품: 에스티어 클렌징 크림A1.

V 비타민 C 모드

3분:   +/-

비타민 **C** 모드는 미용성분의 피부 흡수와 피부 건강을 유지하는데 도움을 줍니다.

함께 사용하면 좋은 제품: 닥터 시크릿 토너 T2에 이어서 닥터 시크릿 C15 에센스 7 사용.

B 브라이트닝 모드

7분으로 구성:

- 3분:   
- 2분:   +/-
- 2분:   +/-

브라이트닝 모드는 피부를 윤기있게 가꿔주고 피부결 개선에 도움을 줍니다. 아이 케어를 위해 브라이트닝 모드를 사용해도 됩니다.

함께 사용하면 좋은 제품: 닥터 시크릿 스킨라이트 T3, 닥터 시크릿 스킨레곤 T4, 에스티어 에멀전 A6/닥터 시크릿 아쿠아 부스트 세럼 10 또는 닥터 시크릿 토너 T2에 이어서 닥터 시크릿 C15 에센스 7 사용. 눈 주변 관리는 에스티어 아이 크림 사용.

L 리프팅 모드

5분으로 구성:

- 3분:   
- 2분:   +/-

리프팅 모드는 페이스 라인을 완성하는데 도움이 됩니다. 아이케어를 위해 리프팅 모드를 사용하셔도 됩니다.

함께 사용하면 좋은 제품: 에스티어 에멀전 A6/닥터 시크릿 아쿠아 부스트 세럼 10 또는 닥터 시크릿 토너 T2에 이어서 닥터 시크릿 C15 에센스 7 사용. 눈 주변 관리는 에스티어 아이 크림 사용.

ㄴ 써모 테라피

15 분: ㄴ 써모

히팅 모드는 처진 피부와 잔주름을 중점적으로 관리하고자 하는 사용자를 위한 모드입니다. 특수 피부 관리를 위해 사용하실 수 있습니다.

함께 사용하면 좋은 제품: 에스티어 에멀전 A6/아쿠아 부스트 세럼 10 또는 닥터 시크릿 토너 T2에 이어서 닥터 시크릿 C15 에센스 7 사용.

ㄴ 라이트칼라 테라피

15 분: ㄴ 라이트

LED 모드는 사용자가 편리하게 빛 요법을 즐길 수 있는 모드입니다. 특정피부트러블에 사용하실 수 있습니다.

함께 사용하면 좋은 제품: 닥터 시크릿 스킨라이트 T3, 닥터 시크릿 스킨레곤 T4, 에스티어 에멀전 A6/닥터 시크릿 아쿠아 부스트 세럼 10, 닥터 시크릿 스팟 세럼 8 또는 닥터 시크릿 리파이닝 세럼 9 사용.

4. 닥터시크릿 리프트를 이용해 아래 표시된 방향처럼 마사지합니다.



→ 마사지

아이 케어를 하실 때는 눈가에 아이크림을 바르고 닥터 시크릿 리프트를 이용해 그림과 같이 화살표 방향으로 부드럽게 마사지하거나 잠시 정지하듯이 손놀림 합니다. 단, 정지할 때는 1~2 초 이상 같은 부위에서 멈추지 마십시오.

*우리 제품은 수시로 업데이트 될 수 있습니다. 여기에 표시된 제품 정보는 구매 시간 및 지역에 따라 제품 포장과 다를 수 있습니다.

1. **C 모드**의 경우, 얼굴을 적시고 클렌징크림을 사용합니다.
V 모드의 경우,촉촉한 얼굴에 골고루 비타민 C 제품을 바릅니다.
B, L, ㄴ 써모, ㄴ 라이트칼라 테라피의 경우, 얼굴 전체에 스킨케어 제품을 고루 펴 발라 줍니다.

아이케어를 하실 때에는 눈가 주변에 아이크림을 고루 발라 줍니다.

2. 마른 손으로, 닥터 시크릿 리프트의 전원 스위치를 켜고 원하는 모드를 선택합니다.
ㄴ 라이트칼라 테라피를 이용하실 때에는 **빨간색 빛은 1 회, 노란색 빛은 2 회 파란색 빛은 3 회** 눌러 주십시오.
3. 강약 레벨을 선택합니다. 아이케어는 레벨 1 또는 레벨 2 를 권장합니다.




→ 마사지

● 일시 정지

ㄴ 라이트칼라 테라피 경우, 원하는 부위에 15 분간 정지상태에서 직접 빛을 비쳐도 괜찮습니다.

* 닥터 시크릿 스팟 세럼 및 리파이닝 세럼을 사용하시는 경우에는, **일시 정지하고** 유지하는 방법만을 사용하시기 바랍니다. *



5. 사용 중에 잠시 중단하고자 할 때는 사용하던 모드를 한번 눌러주면 일시 정지됩니다. **스피드 라이트 모드**의 경우 일시 정지 기능이 없습니다.
6. 클렌징크림, 또는 필요에 따라 추가하여 사용하세요.
7. 닥터시크릿 리프의 각 모드는 작동이 끝나면 신호음이 울립니다.
8. 물로 헹구거나, 티슈로 닦아 이중 세안을 하세요. (단 **C 모드**에만)
9. 기기의 헤드 부분은 젖은 타월 또는 알코올이 없는 물티슈로 닦아 줍니다. 그리고 화장 솜 또는 마른 티슈로 물기를 제거해 줍니다. 기기 헤드 청소는 조심히 닦아 주시기 바랍니다.

* 낭포성여드름의경우정리될 때까지파랑빛. *

참고 사항

- 처음 사용하시는 경우, 레벨1부터 시작하여 서서히 올려 주세요. **B 브라이트닝, L 리프팅** 그리고 **히팅 모드**를 하는 동안 약간 따뜻한 느낌을 경험하는 것은 정상입니다.
- 만약 사용 중 어떤 불편함이 느껴지는 경우, 강약 조절 버튼을 낮추거나 피부에 사용 중이던 제품을 추가로 더 발라주세요. 불편함이 계속되면, 피부과 전문의와 상담하세요.


청소 방법

닥터 시크릿 리프의 수명은 적절한 관리 및 유지 보수와 함께 연장됩니다.


- 기기 헤드를 청소하기 전에 기기가 전원 콘센트에서 분리되어 있는지 확인합니다.
- 제품을 매번 사용한 후, 기기의 헤드 부분은 젖은 타월 또는 알코올이 없는 물티슈로 닦아 줍니다. 그리고 화장 솜 또는 마른 티슈로 물기를 제거해 줍니다. 기기 헤드 청소는 조심히 닦아 주시기 바랍니다.
- 기기를 흐르는 물 또는 물 속에 넣고 씻지 마세요.

충전 방법

- 닥터시크릿 리프의 충전 시간은 1.5 시간입니다. 반드시 충전 후 리프를 사용하세요.
- 닥터 시크릿 리프를 충전하는 방법은 2 가지가 있습니다.
 - 기기에 USB 케이블을 연결합니다




- 옵션 1: 전원 어댑터와 연결하여 충전합니다



- 옵션 2: USB 포트에 연결합니다.(예를 들면 , 컴퓨터를 연결)

* 컴퓨터를 통해 충전 시, 충전 시간이 4.5시간
 으므로 참고하세요. *



- 배터리량 표시 램프는 배터리 잔량을 나타냅니다.
 - 빨간 불이 깜빡일때: 배터리가 완전 방전에 가깝습니다. 사용하는 동안에 기기가 자동으로 종료될 수 있습니다.
 - 빨간 불: 배터리가 부족합니다. 제품 충전 후 사용 하세요.
 - 노란 불: 배터리가 중간 정도 남아있습니다.
 - 초록 불: 배터리가 완충되었습니다.
- 배터리가 완전히 방전되면, 기기는 2초 동안 계속 비프음이 울립니다. 기기의 전원을 더 이상 켤 수 없게 됩니다.
- 충전중일때, 배터리량 표시 램프는 자동적으로 현재 배터리 상태를 나타냅니다.
 - 빨간 불이 깜빡일때: 배터리가 완전히 방전되었습니다. 기기의 전원을 켤 수 없습니다.
 - 빨간 불: 배터리가 부족합니다.
 - 노란 불: 배터리가 중간 정도 남아있습니다.
 - 초록 불: 배터리가 완충되었습니다.
- 충전하는 동안에 닥터시크릿 리프는 계속 사용할 수 있습니다. 그러나, 충전 중에 젖은 손으로 기기를 잡지 마세요.
- 지속적으로 닥터시크릿 리프를 충전할 필요는 없습니다.

품질 보증

- 별도로 명시하지 않은 한, 닥터 시크릿 리프는 구매일로부터 12개월 동안 제조상의 결함에 대해 품질 보증이 됩니다.
- 현지 품질 보증서는 오직 제품을 구입한 국가에서만 적용됩니다.
- 닥터 시크릿 리프의 서비스/수를 받기 위해서는 구매 내역을 확인할 수 있는 거래명세서 원본을 서비스 직원에게 제출하여야 합니다.
- 이 보증서는 양도할 수 없습니다.
- 이 보증서는 아래와 같은 방법으로 온라인상으로 사용할 수 있습니다.
 1. 'www.bwlgroupp.com' 으로 이동합니다.
 2. 본인의 지역을 선택합니다.
 3. 화면 하단의 '바로 가기' 에 있는 '제품 보증' 을 클릭합니다.
 4. 세부 사항 및 제품의 개별 일련 번호를 입력합니다.
 5. '제출' 을 클릭합니다.
- * 베스트 월드 라이브 스타일(BWL)은 온라인상의 제품 품질 보증 발효일자를 제품 구매일자로 간주하며, 거래명세서 발행일로부터 최대 6개월까지 구매일자로 인정합니다. 온라인상의 품질보증 발효일이 거래명세서 발행일로부터 6개월이 초과할 경우, 품질보증 발효일은 거래명세서 발행일을 구매일로 간주하며, 거래명세서 발행일로부터 최대 6개월을 품질보증 유효기간으로 인정합니다. *
- 만약 권한이 없는 사람에 의해 제품이 조작, 훼손 또는 수리된 것이 확인되는 경우, 이 보증서는 즉시 중단되고 무효화될 것입니다.
- 이 보증서는 다음과 같은 제한 사항 및 예외 대상이 있습니다:
 - 자연 재해, 화재, 소요 사태 및 사고로 인한 고장이나 손상
 - 결함, 오용 또는 부주의 및 남용에 의한

- 손상
 - 부속품 마모
 - BWL 소매 센터로부터 운송 도중 손상
 - 사용 설명서 안에 언급된 지침에 따라 유지 관리 또는 작동되지 않은 제품
- 베스트 월드 라이프스타일은 사전 통지없이 위의 이용 약관을 개정할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.

제품 사양

전원	100~240VAC / 50~60Hz
소비 전력 (본체)	7.2W MAX
전원 출력 (어댑터)	DC5V, 2.0A
공급 되는 통화	변형된 구형파/사인파
배터리	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
사이즈와 무게 (본체)	사이즈: 55mm*165mm*43mm 무게: 149g
최소 전기 강도	43V rms
최고 전기 강도	61V rms

면책사항

본 사용 설명서에 최선을 다해 정확한 정보를 수록하였기 때문에 BWL 은 그와 관련된 어떠한 잘못에 대해서도 책임을 지지 않습니다

目次

ウェルカム	26
概要	26
箱に含まれているもの	26
製品のご紹介	26
注意事項	27
ドクターズシークレットLIFの使い方	28
アプリケーションモード	28
注記	33
お手入れ	33
充電について	34
保証について	35
仕様について	37

ウェルカム

お肌再生の体験へ向けた第一歩へようこそ。使用する前に、こちらのユーザーガイドをぜひご覧になって下さい。

概要


ドクターズシークレットLIF は革命的な製品です。貴方の毎日の美容ケアに取り入れることで、お肌のクレンジングを助け、毎日のお手入れによってお肌を最高の状態に整えることが出来ます。

箱の中には

以下のものが含まれています:

1. ドクターズシークレットLIF (メインユニット)
2. 電源アダプター
3. USB ケーブル
4. ユーザーガイド

製品のご紹介



注意事項

- ユーザーガイドに表示された以外の用途での使用はご遠慮ください。
- 濡れた手では絶対に使用しないで下さい。お風呂またはシャワー中のご使用もご遠慮ください。またこの製品を水で洗ったり、水に浸けないでください。
- 使用前にリング、ネックレス、ブレスレットなどのアクセサリは除去して下さい。
- 肌に炎症、腫瘍、日焼けなどがある場合は使わないで下さい。
- 医薬品の服用中や微熱などがある場合は使わないで下さい。
- 妊娠中または妊娠の可能性がある場合には、ご使用前にお医者さんにご相談ください。
- LIFは使用中に低レベルの電流が流れますので、ご注意ください。ペースメーカーなどを装着している方は、LIFを使用しないでください。
- 心臓疾患のある方、体内に金属製のインプラントや歯科用金属器具、詰め物などがある方は、使用前に医師に相談してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。また、12歳以下のお子様には使用しないでください。
- 直射日光が当たらないところに保管してください。また、高温多湿な場所に置かないようにしてください。
- ハードディスク、ビデオテープ、コンピュータモニター、テレビなど磁気を帯びている物の近くには置かないでください。
- 電源アダプターやUSBケーブルが傷んでいる場合には絶対に使用しないでください。充電の際には 充電用の部品や製品が乾いていることをご確認ください。水回りの近くでは充電しないでください。
- お取り扱いの際には十分にご注意ください。また、製品を落とさないでください。

ドクターズシークレットLIFの使 い方

六つのモード:

C クレンジングモード	🌀	🔵	🔴
V ビタミンCモード	🌀	🔵	🔴
B 美白モード	🌀	🔵	🔴
L リフティングモード	🌀	🔵	🔴
🌀 ヒートモード		🔵	🔴
🔵 ライトモード		🔵	🔴

リフレッシュ 🌀 🔵 栄養



ライト 🔵 🌀 熱

Bモードまたは**Lモード**は毎日使うことをお勧めします。

C-V-B-Lのフルモードは週に2~3回、または**ビタミンC**美容液を使用する際に使用してください。**ビタミンC**美容液を**Vモード**で使ったのちに他のスキンケア製品を使用し、**B**または**Lモード**で終了します締めくくります。

アプリケーションモード

- 使用中はドクターズシークレットLIFの滑りをよくするために、お肌にスキンケア製品が十分かつ均一に行き渡っているかをご確認ください。
- 🌀ヒートモードの際には、一カ所に長く当てないでください。当てる場合には**1-2秒**を超えないでください。滑る動作を行うことは可能です。
- 🌀熱を伴うモードを使用した後は、暖かく感じたり、少し赤くなることがありますが、異常ではありません。必要に応じて、🔵**ブルーライト**を当てたり、お好みのスキンケア製品を使っただけです。

C クレンジングモード

3分で構成は以下の通りです:

- 1.5分: 🌀 🔵 🔴
- 1.5分: 🌀 🔵 🔴

クレンジングモードは不純物やよごれ、お肌に溜まりがちなメイクアップよごれを取れやすくします。

補完製品: エスティアクレンジングクリームA1。

V ビタミンCモード

3分: 🌀 🔵 🔴

ビタミンCモードはお肌に抗酸化物質がより効果的に吸収されるように助けます。また、ビタミンCはお肌の再生を促進します。

補完製品: ドクターズシークレット トナーT2 に続いてドクターズシークレット C15 エッセンス7。

B 美白モード

7分で構成は以下の通りです:

- 3分: 🌀 🔵 🔴
- 2分: 🌀 🔵 🔴
- 2分: 🌀 🔵 🔴

美白モードはお肌につやをもたらし、お肌のテクスチャーを改善させます。また、お肌をスキンケア製品が吸収されやすい状態に整える効果があります。お目元のトリートメントの際にも美白モードをお使いいただけます。

補完製品: ドクターズシークレット スキンライトT3、ドクターズシークレット スキンレコンT4、アエスティアエマルジョンA6 / ドクターズシークレット アクアブーストセラム10またはドクターズシークレット トナーT2 に続いてドクターズシークレット C15 エッセンス7。目元のケアには、アエスティアイクリームを使用してください。

L リフティングモード

5分で構成は以下の通りです:

- 3分:  
- 2分:  

リフティングモードはお顔の輪郭を整え、すっきりしたフェイスラインへ導いてくれます。お目元のトリートメントの際に、リフティングモードもお使いいただけます。

補完製品: アエスティアエマルジョンA6/ドクターズシークレットアクアブーストセラム10またはドクターズシークレット トナーT2に続いてドクターズシークレット C15エッセンス7。目の治療には、Aestierアイクリームを使用してください。

ヒートモード

15分:  

ヒートモードはお肌のたるみや小じわを改善したい方のためのものです。特定のお肌トラブルにお使いいただけます。

補完製品: アエスティアエマルジョンA6/ドクターズシークレット アクアブーストセラム10またはドクターズシークレット トナーT2に続いてドクターズシークレット C15エッセンス7。

ライトモード

15分: 

ライトモードは便利な光セラピーを楽しむためのものです。特定のお肌トラブルにお使いいただけます。

補完製品: ドクターズシークレット スキンライトT3、ドクターズシークレット スキンレコンT4、アエスティアエマルジョンA6 / ドクターズシークレット アクアブーストセラム10、ドクターズシークレット スポットセラム8またはドクターズシークレット リフティングセラム9。

1. C モードの場合は、お肌を水で湿らせ、クレンジングクリームをつけます。
V モードの場合は、湿らせたお肌にピタミンCをまんべんなくつけます。

B、L、ヒートモード、ライトモードをご利用の際には、お顔全体に フェイシャル製品をまんべんなく付けてください。

目元のトリートメントの際には、目元の周りにアイクリームをまんべんなく付けてください。


2. 乾いた手でドクターズシークレット LIFをつけ、ご希望のモードを選びます。
ライトモードをご利用の際には、赤は一回、黄色は二回、青は三回押してください。
3. 強さを選びます。アイケアの場合はレベル1とレベル2だけのご使用をお勧めします。
4. 下のようにドクターズシークレット LIFをお顔に滑らせていきます。



→ グライド


*当社の製品は随時更新される場合があります。ここに表示されている製品情報は、購入の時期や地域によって、製品のパッケージと異なる場合があります。

目元のトリートメントの際には、目の周辺にドクターズシークレットLIFを滑らせながら使用するか、もしくは図のようにポーズ & ホールドします。ただし、ポーズ & ホールドするときは、それぞれの場所で一、二秒以上止まらないようにしてください。



光モードの場合には、ドクターズシークレット LIF をお肌の悩みがある場所にお使いいただけます。また図のように**ポーズ & ホールド**も可能です。

ドクターズシークレットスポットセラムとリファイニングセラムをご使用の場合には、ポーズ & ホールド法のみでご使用ください。



5. プログラムを止めたい場合には該当のモードを再度押して下さい。光モードの場合は、ポーズの機能がありません。

6. 必要な場合にはフェイシャル製品またはクレンジングクリームをもっとつけてください。
 7. ドクターズシークレットLIFは、モードが完了すると音が鳴ります。この時製品のヘッドライトは消えます。
 8. ティッシュで軽く拭き取るか、水で濯いでください。(Cモードの場合)
 9. は必ず濡れたタオルや、アルコールを含まないウェットティッシュでデバイスヘッドを拭いてください。コットンまたはティッシュで乾かしてください。デバイスヘッドの溝は特に注意して拭いてください。
- * 黄色ニキビの場合には、症状が改善するまで**青ライト**をご使用ください。

注意

- 初めてのご使用の場合は、レベル1からスタートし、徐々にレベルを上げてください。**B、L**と**W**ヒートモードをご使用中は暖まる感覚を覚えることがありますが、異常ではありません。
- ご使用中に不快感を感じた場合は、強さレベルを下げてください。もしも不快感が続きましたら、皮膚科医にご相談ください。


お手入れ

適切なケアとメンテナンスを続けると、ドクターズシークレットLIFをより長くお使いいただけます。


- 製品のヘッドをクリーニングする際には、電源から外されていることを必ずご確認ください。
- 使用後は必ず濡れたタオルや、アルコールを含まないウェットティッシュでデバイスヘッドを拭いてください。コットンまたはティッシュで乾かしてください。デバイスヘッドの溝は特に注意して拭いてください。
- 製品を直接水で洗ったり、水に浸けたりしないでください。

充電について

- ドクターズシークレット LIF は、完全に充電するのに一時間半掛かります。使用する前に必ず充電して下さい。
- ドクターズシークレット LIF の充電には二つの方法があります。
 - USB ケーブルを製品に接続する。




- オプション 1: 電源アダプターにつないで充電する。



- オプション 2: USB ポートにつなげる。

* パソコンを経由して充電する場合には充電時間が 4.5 時間かかります。*



- バッテリー表示ライトはバッテリー状態を示します。
 - 点滅する赤: バッテリーがもうすぐ切れま
す。使用中に製品が自動的に電源オフになる
場合があります。
 - 赤: バッテリーの残量が少ないので、充電
が必要です。
 - 黄: バッテリーの残量が中程度です。
 - 緑: バッテリーがフルです。
- バッテリーが完全なくなると、製品は 2 秒
間連続してピー音を鳴らします。製品を
オンにすることはできません。
- 充電中にバッテリー表示ライトが自動的に点
灯して、バッテリー状態を示します。
 - 点滅する赤: バッテリーは全くありませ
ん。製品をオンにすることはできません。
 - 赤: バッテリーの残量が少ないです。
 - 黄: バッテリーの残量が中程度です。
 - 緑: バッテリーがフルです。
- また充電中でもドクターズシークレット LIF
を使うことができます。ただし、充電中は
製品をぬれた手で触らないようにご注意ください。
- ドクターズシークレット LIF を連続的に充電
する必要はありません。

保証について

- ドクターズシークレット LIF は特に明記され
ない限り製造上の欠陥に関してご購入日から
一年間の保証が適用されます。

- ローカル保証はご購入された国のみで適用されます。
- ドクターズシークレット LIF をサービスまたは修理に出す際には、サービススタッフに必ず領収書をご提示ください。
- この保証はご購入国においてご購入者の使用に限り有効で、他には譲渡出来ません。
- この保証は以下の手順でオンラインを通してご登録できます。：
 1. 'www.bwlgroup.com' に接続。
 2. 場所を選択。
 3. 下にスクロールして、ウェブサイトのフッターの 'クイックリンク' の中にある 'デバイス製品の保証' をクリックしてください。
 4. 詳細と個人のシリアルナンバーをご入力。
 5. '提出' をクリック。
- * ベストワールドライフスタイルはオンライン保証登録日をご購入日として認めます。その場合、オンライン保証登録日と実際の領収書の日付との相違は 6 ヶ月を超えないこととします。ご購入日より6ヶ月が過ぎた時点での品質トラブルなどによる交換品及びに修理品に関しましては、その時点から最大6ヶ月の品質保証をいたします。*
- もしこの製品が不当に改造されたり、修理されたことが見つかった場合には、直ちに保証は無効となります。
- この保証には以下の制限と例外があります。：
 - 自然災害、火事、事故などによる機能障害や故障。
 - 不注意による損傷や誤使用によるダメージ
 - アクセサリーの消耗
 - BWL リテールセンターとの運送中に起きたダメージ
 - 製品がユーザーガイドに従わず維持、使用された場合
- ベストワールドライフスタイルは予告なしに上記の記載や条件を変更することができます。

仕様について

電源	100~240VAC / 50~60Hz
消費電力 (本体)	最大 7.2W
出力電力 (アダプター)	DC5V , 2.0A
供給電流	モディファイドスクエア / 正弦波
バッテリー	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
寸法と重さ (本体)	寸法: 55mm*165mm*43mm 重さ: 149g
最小電流	43V rms
最大電流	61V rms

免責について

このユーザーガイドには正確な情報を記載するために万全の努力をしておりますが、万が一表記に誤りがあった場合でも BWLは責任を負うことができません。

目录

欢迎	39
产品概观	39
盒中包括	39
产品简介	39
产品贴士	40
使用皙之密丽肤仪	41
模式选择	41
注意事项	44
产品清洁	45
产品充电	45
产品保固	46
产品规格	47

欢迎

恭喜您正向崭新的肌肤体验跨进一步。在您还未开始使用前，请仔细阅读使用手册中的详细说明。

产品概观


皙之密丽肤仪是为您每日护肤程序需要所精心设计的革新护肤仪，它能帮助您彻底洁净肌肤，预备后续润肤步骤。

盒中包括

此产品盒中有：

- 1. 皙之密丽肤仪 (主机)
- 2. 电源适配器
- 3. USB 连接线
- 4. 使用手册

产品简介



注意事项

- 请遵照使用手册中的指示使用此仪器。
- 使用时请保持手部干爽。不宜在沐浴或洗澡时使用。不宜用水清洗仪器或将其浸入水中。
- 使用丽肤仪前，请除下身上所配戴之首饰如：戒指，项链和手环。
- 请勿在感染、晒伤和恶性肿瘤患处上使用丽肤仪。
- 请勿在服用类固醇药物或发烧时使用丽肤仪。
- 如果您正在怀孕或疑似有身孕，请于使用丽肤仪前咨询您的医生。
- 丽肤仪在使用过程中会释放出低量电流。如果您安装了心脏起搏器或其他类似仪器，请勿使用丽肤仪。

如果您有心脏病或其他心脏疾病，或体内有金属植入物、金属牙齿或填充物，请在使用前咨询您的医生。

- 请放置于儿童不易触及之处。勿用于十二岁以下孩童。
- 本仪器不宜放置于阳光直接曝晒处，或置于高温和潮湿处。
- 将仪器远离磁性物体，例如电脑硬盘或录影带，电脑萤幕和电视机。
- 请勿使用损坏的电源适配器或USB连接线。充电时，请确保所有充电配件和仪器的干燥。请勿在靠近水源处充电。
- 小心使用仪器，提防摔损。

使用哲之密丽肤仪

6 个自定义模式:

C 洁肤模式	~	~	+/-
V 维生素 C 模式	~	~	+/-
B 皙肤模式	~	~	+/-
L 嫩肤模式	~	~	+/-
热能模式	~	~	~
彩光模式	~	~	~



建议每日使用B或L模式。

建议每周二至三次，或每当使用维生素C精华液时，便搭配使用完整程序 **C + V + B + L 模式**：应先从维生素C精华液搭配 **V 模式** 使用，再涂上其它护肤品，最后以 **B 模式** 以及 **L 模式** 结束程序。

模式选择

- 使用时，请确保有足够的护肤品可让哲之密丽肤仪轻易的在脸上**滑移**。
- 使用含**热能**的模式时，不宜长时间将仪器停顿在一处。应只停顿**1至2秒**。您也可采用滑移动作。
- 在使用**热能**后，若肌肤感觉温热或呈现透红，属正常现象。您可用**彩光模式**中的**蓝光**或敷上舒缓的护肤品帮助镇静肌肤。

C 洁肤模式 3 分钟:  1.5 分钟:  1.5 分钟:  清除杂质，污垢和残留在脸上的化妆品。 *搭配产品：熙黛尔嫩肤乳A1。
V 维生素 C 模式 3 分钟:  帮助肌肤吸收抗氧化剂维生素 C。维生素 C 促进肌肤更新。 搭配产品：先用皙之密调肤液T2，再用皙之密C15精华液7。
B 皙肤模式 7 分钟: • 3 分钟:  • 2 分钟:  • 2 分钟:  帮助提升肌肤亮度并改善肤质。同时帮助提升保养品吸收力。皙肤模式皆适用于眼部肌肤护理。 搭配产品：皙之密嫩白液T3，皙之密美肤霜T4，熙黛尔嫩肤乳A6/皙之密盈润补水精华露10或皙之密调肤液T2，再用皙之密C15精华液7。眼部护理请用熙黛尔活奕眼霜。
L 嫩肤模式 5 分钟: • 3 分钟:  • 2 分钟:  按摩脸部，帮助松弛肌肤恢复弹性。嫩肤模式皆适用于眼部肌肤护理。 搭配产品：熙黛尔嫩肤乳A6/皙之密盈润补水精华露10或皙之密调肤液T2，再用皙之密C15精华液7。眼部护理请用熙黛尔活奕眼霜。
W 热能模式 15 分钟:  热能模式是针对下垂肌肤和细纹所设计的。热能模式可以针对特殊肌肤问题。 搭配产品：熙黛尔嫩肤乳A6/皙之密盈润补水精华露10或皙之密调肤液T2，再用皙之密C15精华液7。


彩虹模式 15 分钟:  彩虹模式提供便捷彩虹护理，帮助舒缓各种肌肤问题。 搭配产品：皙之密嫩白液T3，皙之密美肤霜T4，熙黛尔嫩肤乳A6/皙之密盈润补水精华露10，皙之密美眼液8或皙之密紧致露9。
--

*由于产品可能不时更新，外包装上的产品名称和标签信息，可能因购买的时间和区域而有所区别。

1. 使用 **C 模式**前，湿润脸部，敷上卸妆乳霜。
使用 **V 模式**前，将**维生素 C 精华液**平均的敷上。
使用 **B, L, W 热能**或 **彩虹模式**前，将护肤品均匀的敷上。
使用眼部肌肤护理前，将眼霜均匀敷在眼周肌肤。
2. 用擦干的双手，启动皙之密丽肤仪，选择适当的模式。
彩虹模式按一次为**彩虹红光**，两次为**黄光**，三次为**蓝光**。
3. 选择适宜的强度。眼部护理建议使用强度1、2。
4. 按照图解**滑移**皙之密丽肤仪。




眼部护理可以使用**滑移**动作或**停顿**动作。
用**停顿**动作时，让皙之密丽肤仪在每一处只**停顿1至2秒**。



彩光模式可以在问题部位使用滑移动作或停顿动作。

* 使用皙之密紧肤露或暗疮液时，若不好滑移，请使用停顿动作。*



- 若使用中途需要暂停模式程序，可按一下相应的模式按钮。若要再继续该模式程序，则再按一下模式按钮即可。

彩光模式无暂停功能。

- 若需要，敷上更多的护肤品。
- 皙之密丽肤仪会鸣声以示模式进行完毕。按摩头上的灯随即熄灭。
- 若您使用 **C 模式**，以面巾轻柔擦拭或用水冲洗脸部。
- 用湿毛巾或不含酒精的湿纸巾擦拭按摩头，再用棉花或纸巾擦干。请格外注意擦拭按摩头上的凹槽。

* 若您有囊肿性痤疮，请只使用蓝光护理。*

产品贴士

- 若您是本产品的初次使用者，请从强度 1 开始，然后慢慢提升。若使用 **B 模式**，**L 模式**

和 **热能模式**，肌肤感觉温热或呈现透红，属于正常现象。

- 若使用仪器时感到不适，请把强度调低，或应涂抹更多护肤品于脸上。若不适持续，请咨询您的皮肤科医生。


产品清洁

请按照以下步骤维护和清理皙之密丽肤仪，以延长产品寿命：


- 清理仪器前，确保仪器没有与任何电源连接。
- 每次使用后，用湿毛巾或不含酒精的湿纸巾擦拭按摩头，再用棉花或纸巾擦干。请格外注意擦拭按摩头上的凹槽。
- 请勿用水清洗仪器或将仪器浸泡于水中。

产品充电

- 皙之密丽肤仪充满电需要至少1个半小时，使用前请充满电。
- 充电的两个方法：
 - 衔接仪器 USB 连接线




- 选择 1: 衔接插头直接充电



- 选择 2: 衔接 USB 充电槽 (例如，在电脑上)

* 请注意，若用电脑充电，充满电量需要4个半小时。*



- 电池指示灯显示电池状态。
 - 红灯闪烁：电池电量即将耗尽。丽肤仪使用中可能自动关机。
 - 红灯：电池电量低。请尽快为丽肤仪充电。
 - 黄灯：电池电量适中。
 - 绿灯：电池电量已满。
- 当电池电量耗尽，丽肤仪会连续发出2秒哔哔声。丽肤仪将无法开机。
- 充电时，电池指示灯自动亮起，显示电池状态。
 - 红灯闪烁：电池电量已耗尽。丽肤仪无法开机。
 - 红灯：电池电量低。
 - 黄灯：电池电量适中。
 - 绿灯：电池电量已满。
- 暂之密丽肤仪可在充电时使用。若需在充电时使用，请记住不要用湿手拿丽肤仪。
- 暂之密丽肤仪无需一直充电。

产品保固

- 您的暂之密丽肤仪的保固期为 12 个月，从您购买当天生效。
- 保固只限于您购买产品的国家。
- 当您把故障产品交给我们的维修人员时，您必须出示您的原始税务发票。
- 此产品保固卡不能被转移他人使用。
- 您可以上网登记启动产品保固：
 1. 登陆 ‘www.bwlgroup.com’ 全美世界网站
 2. 选择您的所在地
 3. 向下滚动并点击网站首页 ‘快速链接’ 中的 ‘仪器产品保修’
 4. 输入您的资料和产品编号
 5. 点击 ‘提交’

* 全美世界承认网上的保固启动日期为产品购买日期，期限是税务发票日期的六个月以内。若网上保固启动日期在税务发票日期的六个月之后，我们将把税务发票日期往后延展六个月（顶限），并将该日期认定为产品购买日期。*

- 若我们发现产品被改装，蓄意损坏或被他人维修过，此保固将被终止并取消。
- 在以下情况，保固将无法承担责任：
 - 自然灾害，火患，战争和意外造成的产品故障或损坏
 - 人为疏忽或蓄意损坏造成的产品故障或损坏
 - 配件劳损
 - 产品在运输过程中损坏
 - 没有遵照产品使用手册中的说明运用导致损坏
- 全美世界保留随时修改以上任何信息条文的权利。

产品规格

电源	100~240VAC / 50~60Hz
耗电功率 (主机)	7.2W 最高
输出功率 (适配插头)	DC5V, 2.0A
供电流	改性矩形 / 正弦波
电池	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
尺寸和重量 (主机)	尺寸: 55毫米*165毫米*43毫米 重量: 149克
最低力度的电流强度	43V rms
最高力度的电流强度	61V rms

声明

全美世界已在所可及范围内确保本使用手册内的所有资料信息完善并准确，故不须为任何错误或疏漏承担责任。

目录

歡迎	49
產品概觀	49
盒中包括	49
產品簡介	49
注意事項	56
使用哲之密麗膚儀	51
模式選擇	51
產品貼士	55
產品清潔	55
產品充電	55
產品保固	57
產品規格	58

歡迎

恭喜您正向嶄新的肌膚體驗跨進一步。在您還未開始使用前，請仔細閱讀使用手冊中的詳細說明。

產品概觀


哲之密麗膚儀是為您每日護膚程序需要所精心設計的革新護膚儀，它能幫助您徹底潔淨肌膚，預備後續潤膚步驟。

盒中包括

此產品盒中有：

1. 哲之密麗膚儀 (主機)
2. 電源適配器
3. USB 連接線
4. 使用手冊

產品簡介



注意事項

- 請遵照使用手冊中的指示使用此儀器。
- 使用時請保持手部乾爽。不宜在沐浴或洗澡時使用。不宜用水清洗儀器或將其浸入水中。
- 使用麗膚儀前，請除下身所配戴之首飾如：戒指、項鍊和手鍊。
- 請勿在感染、曬傷及惡性腫瘤患處上使用麗膚儀。
- 請勿在服用類固醇藥物或發燒時使用麗膚儀。
- 如果您正在懷孕或疑似有身孕，請於使用麗膚儀前諮詢您的醫生。
- 麗膚儀在使用過程中會釋放出低量電流。如果您安裝了心律調節器或其他類似儀器，請勿使用麗膚儀。

如果您有心臟病或其他心臟疾病，或體內有金屬植入物、金屬牙具或填充物，請在使用前諮詢您的醫生。

- 請放置於兒童不易觸及之處。勿用於十二歲以下孩童。
- 本儀器不宜放置於陽光直接曝曬處，或置於高溫及潮濕處。
- 將儀器遠離磁性物體，例如電腦硬盤或錄影帶，電腦螢幕和電視機。
- 請勿使用損壞的電源適配器或 USB 連接線。充電時，請確保所有充電配件和儀器的乾燥。請勿在靠近水源處充電。
- 小心使用儀器，提防摔損。

使用皙之密麗膚儀

6個自定時模式：

C 潔膚模式	~	~	+/-
V 維生素 C 模式	~	~	+/-
B 皙膚模式	~	~	+/-
L 嫩膚模式	~	~	+/-
熱能模式	~	~	~
彩光模式	~	~	~



建議每日使用B或L模式。

建議每週二至三次，或每當使用維生素C精華液時，便搭配使用完整程序 C + V + B + L 模式；應先以維生素C精華液搭配 V 模式使用，再塗上其它護膚品，最后以 B 模式以及 L 模式結束程序。

模式選擇

- 使用時，請確保有足够的護膚品可讓皙之密麗膚儀輕易的在臉上滑移。
- 使用含熱能的模式時，不宜長時間將儀器停頓在一處。應祇停頓1至2秒。您也可採用滑移動作。
- 在使用熱能後，若肌膚感覺溫熱或呈現透紅，屬正常現象。您可用彩光模式中的藍光或敷上舒緩的護膚品幫助鎮靜肌膚。

C 潔膚模式

3 分鐘:

- 1.5 分鐘:   
- 1.5 分鐘:   

清除雜質，污垢和殘留在臉上的化妝品。

搭配產品：熙黛爾卸妝乳霜A1。

V 維生素 C 模式

3 分鐘:   

幫助肌膚吸收抗氧化劑維生素 C。維生素 C 促進肌膚更新。

搭配產品：先用哲之密調膚液T2，再用哲之密C15精華液7。

B 皙膚模式

7 分鐘:

- 3 分鐘:   
- 2 分鐘:   
- 2 分鐘:   

幫助提升肌膚亮皙度並改善膚質。同時幫助提升保養品吸收力。皙膚模式皆適用於眼部肌膚護理。

搭配產品：哲之密嫩白液T3，哲之密美膚霜T4，熙黛爾嫩膚乳A6/哲之密盈潤補水精華露10或哲之密調膚液T2，再用哲之密C15精華液7。眼部護理請用熙黛爾活奕眼霜。

L 嫩膚模式

5 分鐘:

- 3 分鐘:   
- 2 分鐘:   

按摩臉部，幫助鬆弛肌膚恢復彈性。嫩膚模式皆適用於眼部肌膚護理。

搭配產品：熙黛爾嫩膚乳A6/哲之密盈潤補水精華露10或哲之密調膚液T2，再用哲之密C15精華液7。眼部護理請用熙黛爾活奕眼霜。

W 熱能模式

15 分鐘:  

熱能模式是針對下垂肌膚和細紋所設計的。熱能模式可以針對特殊肌膚問題。

搭配產品：熙黛爾嫩膚乳A6/哲之密盈潤補水精華露10或哲之密調膚液T2，再用哲之密C15精華液7。

A-c 彩光模式

15 分鐘: 

彩光模式提供便捷採光護理，幫助舒緩各種肌膚問題。

搭配產品：哲之密嫩白液T3，哲之密美膚霜T4，熙黛爾嫩膚乳A6/哲之密盈潤補水精華露10，哲之密美瑕液8或哲之密緊緻露9。


*由於產品可能不時更新，外包裝上的產品名稱和標籤信息，可能因購買的時間和區域而有所區別。

1. 使用 **C 模式** 前，濕潤臉部，敷上卸妝乳霜。使用維 **V 模式** 前，將維生素 **C** 平均的敷上。使用 **B, L, W** 熱能或  彩光模式前，將護膚品均勻的敷上。使用眼部肌膚護理前，將眼霜均勻敷在眼周肌膚。
2. 用擦乾的雙手，啟動哲之密麗膚儀，選擇適當的模式。
 彩光模式按一次為彩光紅光，兩次為黃光，三次為藍光。
3. 選擇適宜的強度。眼部護理建議使用強度 1、2。
4. 按照圖解滑移哲之密麗膚儀。




→ 滑移動作

眼部護理可以使用**滑移動作**或**停頓動作**。用**停頓動作**時，讓哲之密麗膚儀在每一處**停頓1至2秒**。



☺☺☺ **彩光模式**可以在問題部位使用**滑移動作**或**停頓動作**。

* 哲之密麗膚儀、美取液除外，不宜在滑移時使用。*



5. 若使用中途需要暫停模式程序，可按一下相應的模式按鈕。若要再繼續該模式程序，則再按一下模式按鈕即可。☺☺☺ **彩光模式**無暫停功能。
6. 若需要，敷上更多的護膚品。
7. 哲之密麗膚儀會鳴聲以示模式進行完畢。按摩頭上的燈隨即熄滅。
8. 若您使用 **C 模式**，以面巾輕柔擦拭或用水沖洗臉部。
9. 用濕毛巾或不含酒精的濕紙巾擦拭按摩頭，再用棉花或紙巾擦乾。請格外注意擦拭按摩頭上的凹槽。

* 若您有囊腫性痤瘡，請祇使用**藍光**護理。*

產品貼士

- 若您是本產品的初次使用者，請從**強度 1**開始，然後慢慢提升。若使用**B 模式**，**L 模式**和**☺☺☺ 熱能模式**，肌膚感覺溫熱或呈現透紅，屬於正常現象。
- 若使用儀器時感到不適，請把強度調低，或應塗抹更多的護膚品於臉上。若不適持續，請諮詢您的皮膚科醫生。


產品清潔

請按照以下步驟維護和清理哲之密麗膚儀，以延長產品壽命：


- 清理儀器前，確保儀器沒有與任何電源連接。
- 每次使用後，用濕毛巾或不含酒精的濕紙巾擦拭按摩頭，再用棉花或紙巾擦乾。請格外注意擦拭按摩頭上的凹槽。
- 請勿用水清洗儀器或將儀器浸泡於水中。

產品充電

- 哲之密麗膚儀充滿電需要至少**1個半小時**，使用前請充滿電。
- 充電的兩個方法：
 - 銜接儀器 **USB 連接線**




- 選擇 1: 銜接插頭直接充電



- 選擇 2: 銜接 USB 充電槽 (例如, 在電腦上)

- * 請注意, 若用電腦充電, 充滿電量需要4個半小時。*



- 電池指示燈顯示電池狀態。
 - 紅燈閃爍：電池電量已耗盡。麗膚儀無法開機。
 - 紅燈：電池電量低。
 - 黃燈：電池電量適中。
 - 綠燈：電池電量已滿。
- 當電池電量耗盡，麗膚儀會連續發出2秒嗶嗶聲。麗膚儀將無法開機。
- 充電時，電池指示燈自動亮起，顯示電池狀態。
 - 紅燈閃爍：電池電量已耗盡。麗膚儀無法開機。
 - 紅燈：電池電量低。
 - 黃燈：電池電量適中。
 - 綠燈：電池電量已滿。
- 暫之密麗膚儀可在充電時使用。若需在充電時使用，請謹記不要用濕手拿麗膚儀。
- 暫之密麗膚儀無需一直充電。

產品保固

- 您的暫之密麗膚儀的保固期為 12 個月，從您購買當天生效。
- 保固只限於您購買產品的國家。
- 當您把故障產品交給我們的維修人員時，您必須出示您的原始稅務發票。
- 此產品保固卡不能被轉移他人使用。
- 您可以上網登記啓動產品保固：
 1. 登陸 'www.bwlgroup.com' 全美世界網站
 2. 選擇您的所在地
 3. 向下滾動並點擊網站頁脚 '快速鏈接' 中的 '儀器產品保修'
 4. 輸入您的資料和產品編號
 5. 點擊 '提交'
- * 全美世界承認網上的保固啓動日期為產品購買日期，期限是稅務發票日期的六個月以內。若網上保固啓動日期在稅務發票日期的六個月之後，我們將把稅務發票日期往後延展六個月（頂限），並將該日期認定為產品購買日期。*
- 若我們發現產品被改裝，蓄意損壞或被他人維修過，此保固將被終止並取消。
- 在以下情況，保固將無法承擔責任：
 - 自然災害，火患，戰爭和意外造成的產品故障或損壞
 - 人為疏忽或蓄意損壞造成的產品故障或損壞
 - 配件勞損
 - 產品在運輸過程中損壞
 - 沒有遵照產品使用手冊中的說明運用導致損壞
- 全美世界保留隨時修改本以上何信息條文的權利。

產品規格

電源	100~240VAC / 50~60Hz
耗電功率 (主機)	7.2W 最高
輸出功率 (適配插頭)	DC5V , 2.0A
供電流	改性矩形 / 正弦波
電池	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
尺寸和重量 (主機)	尺寸: 55毫米*165毫米* 43毫米 重量: 149g
最低力度的電流 强度	43V rms
最高力度的電流 强度	61V rms

聲明

全美世界已在所可及範圍內確保本使用手冊內的所有資料信息完善並準確，故不須為任何錯誤或疏漏承擔責任。

KANDUNGAN

PENDAHULUAN	60
GAMBARAN KESELURUHAN	60
Di Dalam Kotak	60
Pengenalan Produk	60
MEMBERI PANDUAN	61
PENGUNAAN DR'S SECRET LIF	62
Mod Aplikasi	62
Nota	66
PEMBERSIHAN	67
PENGECASAN	67
JAMINAN	69
SPESIFIKASI	71

PENDAHULUAN

Tahniah kerana mengambil langkah pertama ke arah pengalaman kulit pembaharui. Sebelum anda memulakan perjalanan anda, sila ambil masa untuk membaca manual Panduan Pengguna ini.

GAMBARAN KESELURUHAN


DR's Secret LIF adalah alat revolusi yang digunakan sebagai sebahagian daripada rejim kecantikan harian anda, membantu untuk membersihkan kulit anda dan persediaan untuk amalan penjagaan kulit anda.

DI DALAM KOTAK

Kotak ini mengandungi:

1. DR's Secret LIF (Unit Utama)
2. Penyesuai Palam Kuasa
3. Kabel USB
4. Panduan Pengguna

PENGENALAN PRODUK



MEMBERI PANDUAN

- Peranti ini hanya untuk tujuan penggunaan seperti yang dinyatakan di dalam Panduan Pengguna ini.
- Guna hanya dengan tangan kering. JANGAN gunakan ketika mandi. JANGAN bilas peranti dengan air atau menenggelamkan di dalam air.
- Menanggalkan semua perhiasan seperti cincin, rantai dan gelang sebelum guna.
- JANGAN guna jika anda mempunyai jangkitan kulit atau malignan atau selaran matahari.
- JANGAN guna jika anda mendapat rawatan steroid atau berasa demam.
- Jika anda hamil atau mengesyaki bahawa anda sedang hamil, sila berunding dengan doktor anda sebelum digunakan.
- Harap maklum bahawa LIF mengalirkan arus elektrik yang lemah semasa penggunaan. JANGAN gunakan LIF jika anda dilengkapi alat pacu jantung atau peranti serupa.

Jika anda mempunyai masalah jantung, atau dilengkapi dengan implan logam, implan gigi berbahan dasar logam atau tampalan gigi di dalam badan anda, sila berunding dengan doktor anda sebelum digunakan.

- Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak. JANGAN gunakan pada kanak-kanak di bawah 12 tahun.
- Elakkan daripada meninggalkan peranti anda di bawah cahaya matahari dan JANGAN terdedah kepada haba yang melampau atau di kawasan lembap.
- Jangan sekali menggunakan Penyesuai Palam Kuasa atau Kabel USB jika rosak. Pastikan aksesori mengecas dan peranti kering semasa mengecas. JANGAN mengecas peranti dekat dengan air.
- Mengendalikan produk dengan teliti. JANGAN jatuhkan peranti.

PENGUNAAN DR'S SECRET LIF

6 mod yang ditetapkan masa :

C Mod Pembersihan	~ 3:45 +/-
V Mod Vitamin C	~ 3:45 +/-
B Mod Mencerahkan	~ 3:45 +/- ~
L Mod Meningkatkan	~ 3:45 +/- ~
~ Mod Haba	3:45 ~
3:45 Mod Cahaya	3:45

Memperbaharui ~ +/- Menyuburkan



Cahaya 3:45 ~ Haba

Ini direkomendasikan untuk menggunakan **Mod B** atau **L** setiap hari.

Gunakan rejim penuh: **Mod C + V + B + L** 2-3 kali seminggu atau setiap kali anda menggunakan Vitamin C serum: Gunakan Vitamin C serum anda dengan **Mod V**. Kemudian, gunakan produk penjagaan kulit anda yang lain dan berakhir dengan **Mod B** dan **Mod L**.

MOD APLIKASI

- Semasa digunakan, sila pastikan ada cukup produk penjagaan kulit digunakan secara merata pada kulit bagi membenarkan DR's Secret LIF **meluncur licin** ke atas kulit.
- Untuk **Haba** sahaja **Mod ~**, JANGAN berhenti seketika dan tahan di satu tempat terlalu lama. Berhenti sejenak dan tahan untuk **hanya 1-2 saat**. Anda juga boleh menggunakan gerakan meluncur.
- Ia adalah perkara biasa untuk kulit berasa panas atau kelihatan sedikit merah selepas menggunakan **~ Mod Haba**. Anda boleh menggunakan **3:45 Lampu Biru** atau mana-mana produk penjagaan kulit yang menenangkan pilihan anda jika diperlukan.

C Mod Pembersihan

3 minit, terdiri daripada:

- 1.5 minit : ~ 3:45 +/-
- 1.5 minit : ~ 3:45 +/-

Mod pembersihan membantu untuk menarik keluaran kekotoran dan mengeluarkan sisa seolekan pada kulit.

Produk Pelengkap: Aestier Cleansing Cream A1.

V Mod Vitamin C

3 minit : ~ 3:45 +/-

Mod Vitamin C membantu kulit anda untuk menyerap. Antioksidan dengan lebih cepat. Vitamin C juga dapat menggalakkan proses pembaharuan kulit.

Produk Pelengkap: DR's Secret Toner T2 diikuti dengan DR's Secret C15 Essence 7.

B Mod Mencerahkan

7 minit, terdiri daripada:

- 3 minit : ~ 3:45 ~
- 2 minit : ~ 3:45 +/-
- 2 minit : ~ 3:45 +/-

Mod Mencerahkan adalah sesuai digunakan dalam terapi penjagaan mata. Anda juga boleh menggunakan Mod Pemutihan untuk rawatan mata.

Produk Pelengkap: DR's Secret Skinlight T3, DR's Secret Skinrecon T4, Aestier Emulsion A6/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10 atau DR's Secret Toner T2 diikuti dengan DR's Secret C15 Essence 7. Untuk rawatan mata, gunakan Aestier Eye Cream.

L Mod Meningkatkan

5 minit, terdiri daripada:

- 3 minit : ~ 3:45 ~
- 2 minit : ~ 3:45 +/-

Mod meningkatkan dapat membantu mengukir kontur muka agar memperoleh penampilan yang lebih menawan. Anda juga boleh menggunakan Mod Pemutihan untuk rawatan mata.

Produk Pelengkap: Aestier Emulsion A6/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10 atau DR's Secret Toner T2 diikuti dengan DR's Secret C15 Essence 7. Untuk rawatan mata, gunakan Aestier Eye Cream.

🌿 **Haba Mod**

15 minutes: 🌿 ሕረ

Mod Hangat adalah untuk pengguna yang ingin memperbaiki masalah kulit kendur dan garis-garis halus. Ia boleh digunakan untuk masalah kulit tertentu.

Produk Pelengkap: Aestier Emulsion A6/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10 atau DR's Secret Toner T2 diikuti dengan DR's Secret C15 Essence 7.

☀️ **Cahaya Mod**

15 minutes: ☀️ ሕረ

Mod Cahaya adalah untuk pengguna agar menikmati terapi cahaya dengan mudah sekali. Ia boleh digunakan untuk masalah kulit tertentu.

Produk Pelengkap: DR's Secret Skinlight T3, DR's Secret Skinrecon T4, Aestier Emulsion A6/DR's Secret Aqua Boost Serum 10, DR's Secret Spot Serum 8 atau DR's Secret Refining Serum 9.

*Produk kami mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa. Maklumat produk yang dipaparkan di sini mungkin berbeza daripada pembungkusan produk bergantung pada masa dan lokasi pembelian.

1. Untuk **Mod C**, basahkan muka anda dan sapukan krim pencuci muka (Cleansing Cream).

Untuk **Mod V**, sapukan Vitamin C pada muka basah secara merata.


Untuk **B, L, Haba** atau **Mod Cahaya**, menggunakan produk muka sama rata ke seluruh muka

Untuk rawatan mata, menggunakan krim mata sama rata ke atas bahagian mata


2. Dengan tangan yang kering, pasangkan suis DR's Secret LIF dan memilih mod yang bersesuaian.

Untuk **Mod Cahaya**, tekan sekali untuk **Cahaya Merah**, dua kali untuk **Cahaya Kuning** dan tiga kali untuk **Cahaya Biru**.

3. Pilih tahap keamatan anda. Dicadangkan bahawa hanya mengguna tahap 1 dan 2 untuk terapi penjagaan mata.
4. **Meluncurkan** DR's Secret LIF di merata wajah anda seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.




Untuk rawatan mata, anda boleh **meluncur** DR's Secret LIF di kawasan mata atau menggunakan cara **Berhenti seketika-dan-Pegang** seperti yang ditunjukkan. Sila ambil perhatian untuk Berhenti seketika-dan-Pegang DR's Secret LIF, pada setiap tempat untuk **hanya 1 hingga 2 saat**.



Untuk **Mod Cahaya**, anda boleh **meluncur** DR's Secret LIF di kawasan masalah anda atau menggunakan kaedah **Berhenti seketika-dan-Pegang** seperti yang ditunjukkan.

* Gunakan kaedah Berhenti seketika-dan-Pegang hanya untuk DR's Secret Spot Serum dan Refining Serum. *



5. Tekan mod yang bersesuaian sekali lagi untuk berhenti sekejap. Tidak ada fungsi jeda untuk **Mod Cahaya** ۞۞۞.
6. Tambahkan sapuan produk penjagaan muka atau krim pencuci muka (Cleansing Cream) jika perlu.
7. DR's Secret LIF akan mengeluarkan bunyi bip setelah mod tersebut siap. Lampu di kepala meranti akan dipadamkan.
8. Lapkan muka dengan tisu atau bilas muka anda. (Untuk **Mod C** sahaja).
9. Bersihkan kepala peranti dengan tuala basah atau tisu basah tanpa alkohol. Keringkan dengan kapas atau tisu. Berhati-hati ketika membersihkan alur-alur di bahagian kepala peranti.

* Untuk jerawat sistik guna **Cahaya Biru** sehingga jerawat disingkirkan. *

NOTA

- Bagi pengguna yang pertama kali mencubanya, sila mulakan terapi dari tahap 1 dan meningkatkan tahap secara perlahan-lahan. Adalah normal jika anda mengalami sensasi hangat yang ringan semasa menjalani **Mod B, L** dan ۞۞ **Mod Hangat**.
- Jika anda berasa tidak selesa sila rendahkan tahap keamatan, atau tambahkan sapuan serum di atas kulit. Jika ketidakselesaan berterusan, sila berunding dengan pakar dermatologi anda.


PEMBERSIHAN

Tempoh hayat DR's Secret LIF boleh diperpanjangkan jika dikendali dan disenggara dengan betul.


- Pastikan peranti ini terpisah daripada semua soket sebelum membersihkan kepala peranti.
- Bersihkan kepala peranti dengan tuala basah atau tisu basah tanpa alkohol selepas setiap penggunaan. Keringkan dengan kapas atau tisu. Berhati-hati ketika membersihkan alur-alur di bahagian kepala peranti.
- JANGAN bilas peranti anda dengan air atau rendam di dalam air.

PENGECASAN

- DR's Secret LIF mengambil masa 1.5 jam untuk dicas sepenuhnya. Sila cas peranti sebelum guna.
- Terdapat 2 jenis kaedah pengecasan untuk DR's Secret LIF.
 - Sambungkan Wayar USB kepada peranti




- Pilihan 1: Sambung ke Penyesuai Kuasa dan caj



- Pilihan 2: Sambung ke port USB

- * Sila ambil perhatian bahawa masa pengecasan adalah 4.5 jam jika mahu mengecas melalui komputer.*



- Lampu petunjuk bateri menunjukkan status bateri.
 - Cahaya kelip merah: Hampir kehabisan bateri. Peranti mungkin ditutup secara automatik semasa mengguna.
 - Cahaya merah: Tahap bateri rendah. Sila cas peranti kalau boleh.
 - Cahaya kuning: Tahap bateri sederhana.
 - Cahaya hijau: Tahap bateri penuh.
- Semasa bateri dihabiskan sepenuhnya, peranti akan mengeluarkan bunyi bip selama 2 saat. Anda tidak akan dapat menghidupkan peranti.
- Semasa mengecas, lampu petunjuk bateri akan menyala secara automatik untuk menunjukkan status bateri.
 - Cahaya kelip merah: Kehabisan bateri sepenuhnya. Peranti tidak dapat dihidupkan.

- Cahaya merah: Tahap bateri rendah.
- Cahaya kuning: Tahap bateri sederhana.
- Cahaya hijau: Tahap bateri penuh.
- Anda juga boleh terus menggunakan DR's Secret LIF semasa ia sedang dicas. Walau bagaimanapun, sila ingat bahawa jangan memegang peranti ini dengan tangan yang basah semasa ia sedang dicas.
- Anda tidak perlu mengecas DR's Secret LIF secara berterusan.

JAMINAN

- DR's Secret LIF anda dijamin sepenuhnya terhadap kecacatan pembuatan bagi tempoh 12 bulan dari tarikh pembelian kecuali dinyatakan sebaliknya.
- Jaminan tempatan adalah sah di negara pembelian asal sahaja.
- Invois cukai asal mesti ditunjukkan sebagai bukti pembelian kepada kakitangan perkhidmatan kami sewaktu DR's Secret LIF dihantar untuk servis/ pembaikan.
- Jaminan ini tidak boleh dipindah milik.
- Jaminan ini juga boleh diaktifkan secara online dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
 1. Layari 'www.bwlgroup.com'
 2. Pilih lokasi anda
 3. Tatal ke bawah dan klik 'Device Product Warranty' di bawah 'Quick Links' di footer laman web
 4. Masukkan butir-butiran anda dan nombor siri produk
 5. Klik 'Submit'
- * Best World Lifestyle mengiktiraf tarikh pengaktifan jaminan secara online sebagai tarikh pembelian. Jika ada perbezaan antara tarikh pengaktifan jaminan dengan tarikh pembelian, maksimum 6 bulan dari

tarikh invoice cukai akan dibenarkan. Jika tarikh pengaktifan jaminan secara online melebihi 6 bulan dari tarikh invoice cukai, maksimum 6 bulan akan ditambahkan pada tarikh invoice cukai. Tarikh itu akan diambil kira sebagai tarikh pembelian. *

- Jaminan ini akan diberhentikan dan tidak sah dengan serta-merta, jika produk itu didapati telah diubahsuai, dirosak atau dibaiki tanpa keizinan.
- Jaminan ini adalah tertakluk kepada batasan dan pengecualian yang berikut:
 - Pincang tugas atau kerosakan akibat daripada bencana alam, kebakaran, rusuhan awam dan/atau kemalangan
 - Kecacatan, penyalahgunaan atau kerosakan akibat daripada kecuai dan penyalahgunaan
 - Haus dan lusuh aksesori
 - Kerosakan semasa pengangkutan ke/dari pusat runcit BWL
 - Produk tidak disenggara atau dikendalikan mengikut arahan yang ternyata di dalam Panduan Pengguna
- Best World Lifestyle memelihara hak untuk membetulkan terma dan syarat di atas tanpa memberi notis terlebih dahulu.

SPESIFIKASI

Bekalan Kuasa	100~240VAC / 50~60Hz
Penggunaan Kuasa (Unit Utama)	7.2W MAX
Output Kuasa (Penyesuai)	DC5V, 2.0A
Bekalan Arus	Gelombang Kotak / Sinus Modifikasi
Bateri	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
Dimensi Dan Keberatan (Unit Utama)	Dimensi: 55mm*165mm*43mm Keberatan: 149g
Ketumpatan Kuasa Elektrik Pada Tahap Paling Rendah	43V rms
Ketumpatan Kuasa Elektrik Pada Tahap Paling Tinggi	61V rms

Penafian

Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan bahawa maklumat yang terkandung di dalam Panduan Pengguna ini adalah tepat, BWL tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan yang terkandung di dalamnya.

ISI	
SELAMAT DATANG	73
TINJAUAN	73
Isi Kemasan	73
Pengenalan Produk	73
PERINGATAN	74
PENGUNAAN DR'S SECRET LIF	75
Cara Pemakaian	75
Catatan	79
MEMBERSIHKAN	79
PENGISIAN BATERAI	80
GARANSI	81
SPESIFIKASI	83


SELAMAT DATANG

Selamat kepada anda untuk langkah pertama pengalaman pembaharuan kulit. Sebelumnya, mohon menyediakan waktu untuk membaca instruksi-instruksi yang terdapat dalam petunjuk penggun ini dengan seksama.

TINJAUAN

DR's Secret LIF adalah suatu alat revolusioner untuk digunakan dalam ritual perawatan kecantikan anda, membantu membersihkan kulit anda dan mempersiapkannya untuk tahapan perawatan yang selanjutnya.

- ISI KEMASAN**
- Kemasan ini terdiri atas:
1. DR's Secret LIF (Unit Utama)
 2. Adaptor Daya
 3. Kabel USB
 4. Petunjuk Pemakai



PERINGATAN

- Gunakan alat ini sesuai dengan petunjuk pengguna.
- Gunakan dengan tangan yang kering. JANGAN digunakan saat mandi atau berendam. JANGAN merendam alat ini dalam air.
- Lepaskan seluruh perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang sebelum menggunakan alat ini.
- Jangan menggunakan alat ini ketika kulit anda sedang menderita infeksi atau luka bakar.
- Jangan menggunakan alat ini ketika anda sedang berada dalam terapi steroid atau sedang demam.
- Jika anda sedang hamil, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum memakai alat ini.
- Harap dicatat bahwa LIF memancarkan arus listrik tingkat rendah saat digunakan. JANGAN gunakan LIF jika Anda menggunakan alat pacu jantung atau perangkat serupa.

Jika Anda memiliki penyakit jantung atau kondisi jantung tertentu, atau memiliki implan logam, implan gigi yang berbahan logam atau tambalan lainnya di tubuh Anda, silakan berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum menggunakan alat ini.

- Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan digunakan kepada anak-anak berusia dibawah 12 tahun.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari area dengan suhu tinggi/lembap.
- Jauhkan alat ini dari objek magnetis seperti hard disks, video tapes, monitor komputer, dan tv.
- Jangan menggunakan alat ini ketika adapter daya atau kabel usb sedang rusak. Pastikan perlengkapan pengisi baterai dan alat berada dalam keadaan kering ketika melakukan pengisian baterai.
- Gunakan alat ini dengan seksama, jangan sampai terjatuh.

PENGUNAAN DR'S SECRET LIF

Terdapat 6 jenis setelan dengan pengaturan waktu otomatis:

C	Setelan Pembersih	~	⏸	+/-
V	Setelan Vitamin C	~	⏸	+/-
B	Setelan Pencerah	~	⏸	+/-
L	Setelan Pengencang	~	⏸	+/-
⚡	Mode Panas	⏸		⚡
☀	Mode Cahaya	⏸		☀

Peremajaan ~ +/- Pemeliharaan



Pencerah ☀ Sinar

Disarankan untuk menggunakan **Setelan B** atau **L** secara rutin.

Gunakan cara pemakaian **C+V+B+L** 2-3 kali dalam seminggu, atau ketika anda memakai serum Vitamin C: Gunakan serum Vitamin C anda dengan **Setelan V**, gunakan produk perawatan kulit lain dan akhiri dengan **Setelan B dan L**.

CARA PEMAKAIAAN

- Selama penggunaan, pastikan anda menggunakan produk perawatan kulit dengan jumlah yang memadai agar memudahkan penggunaan DR's Secret LIF.
- Pada **Setelan Panas** ⚡, jangan berhenti di satu titik terlalu lama, disarankan hanya berhenti **selama 1-2 detik saja**. Anda dapat menggunakan gerakan menggeser.
- Pada pemakaian dengan **Setelan Panas** ⚡, kulit anda dapat terasa hangat atau terlihat sedikit kemerahan. Anda dapat menggunakan ☀ **Sinar Biru** maupun produk perawatan kulit yang bersifat menenangkan.

C Setelan Pembersih

3 menit, terdiri atas:

- 1.5 menit: ٧ ٣٤ ٢٤
- 1.5 menit: ٧ ٣٤ ٢٤

Setelan Pembersih membantu mengangkat debu serta kotoran yang menempel di wajah serta membersihkan sisa-sisa make up.

Produk Pendamping: Aestier Cleansing Cream A1.

V Setelan Vitamin C

3 menit: ٧ ٣٤ ٢٤

Setelan Vitamin C membantu proses penyerapan antioksidan ke dalam kulit dan merangsang regenerasi kulit.

Produk Pendamping: DR's Secret Toner T2 diikuti oleh DR's Secret C15 Essence 7.

B Setelan Pencerah

7 menit, terdiri atas:

- 3 menit: ٧ ٣٤ ٧
- 2 menit: ٧ ٣٤ ٢٤
- 2 menit: ٧ ٣٤ ٢٤

Setelan Pencerah membantu mencerahkan kulit dan meningkatkan tekstur kulit serta meningkatkan penyerapan produk perawatan kulit anda. Gunakan Setelan Pencerah untuk perawatan mata.

Produk Pendamping: DR's Secret Skinlight T3, DR's Secret Skinrecon T4, Aestier Emulsion A6/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10 atau DR's Secret Toner T2 diikuti oleh DR's Secret C15 Essence 7. Untuk perawatan mata, gunakan Aestier Eye Cream.

L Setelan Pengencang

5 menit, terdiri atas:

- 3 menit: ٧ ٣٤ ٧
- 2 menit: ٧ ٣٤ ٢٤

Setelan Pengencang membantu untuk membentuk kontur wajah Anda. Anda juga dapat menggunakan Setelan Pengencang untuk perawatan mata.

Produk Pendamping: Aestier Emulsion A6/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 atau DR's Secret Toner T2 diikuti oleh DR's Secret C15 Essence 7. Untuk perawatan mata, gunakan Aestier Eye Cream.

٧ Setelan Panas

15 menit: ٧ ٣٤

Setelan Panas disarankan untuk pengguna dengan permasalahan kulit yang kendur dan kerutan. Dapat digunakan pada masalah kulit spesifik.

Produk Pendamping: Aestier Emulsion A6/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 atau DR's Secret Toner T2 diikuti oleh DR's Secret C15 Essence 7.

٣٤ Setelan Cahaya

15 menit: ٣٤

Setelan Cahaya ditujukan kepada pengguna yang menyukai terapi Cahaya. Dapat digunakan pada masalah kulit spesifik.

Produk Pendamping: DR's Secret Skinlight T3, DR's Secret Skinrecon T4, Aestier Emulsion A6/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10, DR's Secret Spot Serum 8 atau DR's Secret Refining Serum 9.

*Produk kami dapat diperbarui dari waktu ke waktu. Informasi produk yang ditampilkan di sini dapat berbeda dari kemasan produk tergantung pada waktu dan lokasi pembelian.


1. Untuk **Setelan C**, basahi kulit dan gunakan cleansing cream pada kulit.

Untuk **Setelan V**, gunakan vitamin c dengan jumlah yang mencukupi pada wajah yang sudah dalam keadaan lembap.


Untuk **Setelan B, L, Panas ٧**, dan **Cahaya ٣٤**, gunakan produk perawatan wajah secara merata.

Untuk perawatan mata, gunakan eye cream secara merata di sekitar daerah mata.

2. Dengan tangan yang kering, pilihlah setelan DR's Secret LIF yang sesuai. Untuk **Setelan Cahaya**, tekan sekali untuk **Cahaya Merah** dua kali untuk **Cahaya Kuning**, dan tiga kali untuk **Cahaya Biru**.
3. Pilihlah tingkat intensitas yang sesuai. Kami menyarankan agar hanya menggunakan tingkat intensitas level 1 dan 2 untuk perawatan mata.
4. **Geser** DR's Secret LIF sesuai gerakan yang ditunjukkan gambar.




Untuk perawatan mata, **geser** DR's secret LIF di sekitar daerah mata atau tekan **Stop-Dan-Tahan** seperti gambar yang ditunjukkan. Perhatikan untuk **Stop-Dan-Tahan** selama **hanya 1-2 detik** di masing-masing titik.



Untuk **Setelan Cahaya**, **geser** DR's Secret LIF di sekitar area kulit yang bermasalah atau gunakan **Stop-Dan-Tahan** seperti pada gambar yang ditunjukkan.

* Gunakan DR's Secret Spot Serum dan Refining Serum untuk metode **Stop-Dan-Tahan**. *



- Selama pemakaian setelan, tekan Kontrol Setelan sekali untuk berhenti sebentar (pause). Tekan Kontrol Setelan sekali lagi untuk melanjutkan pemakaian setelan.
Untuk **Setelan Cahaya** 333, tidak ada fungsi jeda.
- Gunakan produk perawatan atau pembersih jika dibutuhkan.
- DR'S Secret LIF akan mengeluarkan bunyi "bip" yang menandakan bahwa proses telah berakhir. Cahaya pada ujung alat ini akan mati.
- Keringkan dengan tissue atau bilas dengan air (hanya untuk **Setelan C** kulit)
- Bersihkan kepala perangkat ini dengan handuk basah atau tisu basah bebas alkohol. Keringkan dengan kapas atau tisu. Berikan perhatian ekstra saat membersihkan lekukan di bagian kepala perangkat.

* Untuk masalah jerawat, gunakan **Sinar Biru**. *

CATATAN

- Untuk pengguna pemula, mulailah dari level 1 dan dapat ditingkatkan secara perlahan. Anda mungkin akan merasa sensasi hangat ketika menggunakan **Setelan B**, **L** dan **V** **Setelan Panas**.
- Jika anda merasa tidak nyaman, anda dapat mengurangi tingkat intensitas atau menambahkan jumlah serum pada kulit.

MEMBERSIHKAN


Daya tahan DR's Secret LIF anda sangat bergantung pada cara perawatan dan pemeliharaan yang benar.

- Pastikan anda sudah melepas semua kabel sebelum membersihkan ujung dari alat ini.


- Bersihkan kepala perangkat dengan handuk basah atau tisu basah bebas alkohol setiap kali setelah digunakan. Keringkan dengan kapas atau tisu. Berikan perhatian ekstra saat membersihkan lekukan di bagian kepala perangkat.
- Jangan merendam alat ini ke dalam air.

PENGISIAN BATERAI

- DR's Secret LIF membutuhkan waktu 1,5 jam untuk terisi penuh. Anda dipersilahkan mengisi daya perangkat sebelum menggunakan.
- Terdapat 2 metode untuk mengisi baterai DR's Secret LIF.
 - Sambungkan alat ini dengan Kabel USB.




- Pilihan 1: Sambungkan dengan Adaptor Daya.



- Pilihan 2: Sambungkan dengan port USB

- * Harap diperhatikan bahwa waktu pengisian daya akan memakan waktu hingga 4,5 jam saat memakai komputer. *



- Lampu indikator baterai menunjukkan status baterai.
 - Lampu merah berkedip: Baterai hampir habis penuh. Perangkat dapat mati secara otomatis saat digunakan.
 - Lampu merah: Level baterai rendah. Silakan isi daya perangkat jika memungkinkan.
 - Lampu kuning: Level baterai sedang.
 - Lampu hijau: Level baterai penuh.
- Ketika baterai kosong sepenuhnya, perangkat akan berbunyi bip terus menerus selama 2 detik. Anda tidak akan dapat menghidupkan perangkat.
- Selama pengisian, lampu indikator baterai akan secara otomatis menyala untuk menunjukkan status baterai.
 - Lampu merah berkedip: Baterai kosong. Perangkat tidak dapat dihidupkan.
 - Lampu merah: Level baterai rendah.
 - Lampu kuning: Level baterai sedang.
 - Lampu hijau: Level baterai penuh.
- Anda juga dapat terus menggunakan DR's Secret LIF saat mengisi daya. Namun, harap diingat untuk tidak memegang perangkat dengan tangan yang basah saat sedang diisi.
- Anda tidak perlu melakukan pengisian daya DR's Secret LIF secara terus menerus.

GARANSI

- DR's Secret LIF anda mendapatkan garansi penuh terhadap kerusakan maksimum 12 bulan dari tanggal pembelian.
- Garansi lokal berlaku hanya di negara tempat dilakukannya pembelian.
- Invoice resmi harus disertakan sebagai bukti pembelian kepada staf layanan kami ketika DR's Secret LIF dikirimkan untuk servis/perbaikan.
- Garansi ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Anda dapat melakukan aktivasi garansi secara online dengan mengikuti langkah sebagai berikut:
 1. Kunjungi 'www.bwlgroupp.com'
 2. Pilih lokasi Anda
 3. Gulir ke bawah dan klik 'Device Product Warranty' dibawah 'Quick Links' di bagian bawah halaman situs
 4. Masukkan detail dan nomor seri individual produk
 5. Klik 'Submit'

* Best World Lifestyle hanya mengakui aktivasi garansi online maksimum 6 bulan dari tanggal pembelian yang tertera pada invoice pembelian. Jika aktivasi garansi secara online dilakukan lebih dari 6 bulan dari tanggal invoice pembelian, maka tanggal pembelian yang tertera pada invoice pembelian akan ditambah 6 bulan dan dijadikan sebagai tanggal pembelian. *
- Garansi ini tidak berlaku jika produk ini telah dimodifikasi, dirusak, atau diperbaiki oleh pihak lain yang tidak berwenang.
- Garansi ini tidak berlaku untuk beberapa kondisi sebagai berikut:
 - Kerusakan produk yang disebabkan oleh bencana alam, perang, maupun kecelakaan.
 - Kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak hati-hati.

- Pemasangan perlengkapan tambahan
 - Kerusakan yang terjadi menuju/dari BWL
 - Kerusakan yang disebabkan karena produk tidak dirawat atau dioperasikan sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam Petunjuk Penggunaan.
- Best World Lifestyle memiliki hak sepenuhnya untuk merubah persyaratan dan kondisi di atas tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SPESIFIKASI

Sumber Daya	100~240VAC / 50~60Hz
Konsumsi Daya (Unit Utama)	7.2W MAX
Output Daya (Adaptor)	DC5V , 2.0A
Satuan Suplai Daya	Modified Square / Sine Wave
Baterai	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
Dimensi Dan Berat (Unit Utama)	Dimensi: 55mm*165mm*43mm Berat: 149g
Intensitas Listrik Pada Tingkat Terendah	43V rms
Intensitas Listrik Pada Tingkat Tertinggi	61V rms

Pernyataan

Petunjuk pengguna ini telah dibuat dengan seksama oleh BWL untuk menghindari terjadinya kesalahan pemakaian.

NỘI DUNG

LỜI NÓI ĐẦU	85
MÔ TẢ CHUNG	85
Trong hộp	85
Giới thiệu về sản phẩm	85
THẬN TRỌNG	86
CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET LIF	87
Chế độ áp dụng	87
Lưu ý	91
VỆ SINH	92
SẠC	92
BẢO HÀNH	93
CHI TIẾT KỸ THUẬT	95

LỜI NÓI ĐẦU

Chào mừng bạn đến với DR's Secret LIF bước đầu tiên chúng tôi muốn bạn hưởng tới một trải nghiệm làm mới và tái tạo làn da.Trước khi bắt tay vào cuộc hành trình của bạn, hãy dành chút thời gian để đọc qua các hướng dẫn trong quyển sách hướng dẫn sử dụng này.


MÔ TẢ CHUNG

DR's Secret LIF là một thiết bị mang tính cách mạng sử dụng như là một phần của chế độ luyện tập chăm sóc sắc đẹp cho bạn hàng ngày,giúp làm sạch, tái tạo và chăm sóc tối ưu cho làn da bạn.

TRONG HỘP

- Hộp này có:
- 1. Thân máy DR's Secret LIF
 - 2. Cục sạc
 - 3. Cáp USB
 - 4. Sách hướng dẫn sử dụng

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM



THẬN TRỌNG

- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng được mô tả trong quyển sách hướng dẫn này.
- Chỉ sử dụng khi tay khô. KHÔNG sử dụng khi tắm hoặc trong phòng tắm. KHÔNG rửa thiết bị bằng nước hoặc ngâm trong nước.
- Tháo tất cả đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền và vòng đeo tay trước khi sử dụng
- KHÔNG sử dụng nếu bạn bị nhiễm trùng da hoặc bệnh ác tính hoặc bị cháy nắng.
- KHÔNG sử dụng nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh hoặc cảm thấy sốt
- Nếu bạn đang mang thai hoặc có dấu hiệu có mang thai. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên viên tư vấn trước khi sử dụng.
- Xin lưu ý rằng LIF phát ra dòng điện mức thấp trong quá trình sử dụng. KHÔNG sử dụng LIF nếu bạn được lắp máy tạo nhịp tim hoặc thiết bị tương tự.


Nếu bạn có các bệnh lý về tim, hoặc có cấy ghép kim loại, niềng răng kim loại hoặc vật liệu trám răng trong cơ thể, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

- Để xa tầm tay trẻ em. KHÔNG sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.
- TRÁNH để thiết bị trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời và KHÔNG tiếp xúc với nhiệt độ cực đoan hoặc trong các khu vực ẩm ướt.
- Giữ thiết bị cách xa vật dụng có từ tính như ổ cứng, băng ghi hình, màn hình máy tính và tivi.
- Không bao giờ sử dụng nguồn sạc hoặc cáp USB nếu bị hư hỏng. Hãy đảm bảo rằng các phụ kiện sạc và thiết bị khô khi sạc. KHÔNG sạc thiết bị gần khu vực ẩm ướt.
- Xử lý sản phẩm cẩn thận sau khi sử dụng. KHÔNG làm rơi thiết bị.

CÁCH SỬ DỤNG DR'S SECRET LIF

6 chế độ tự định thời gian:

C Chế độ làm sạch	~	⏸	+/-	
V Chế độ Vitamin C	~	⏸	+/-	
B Chế độ làm sáng	~	⏸	+/-	⏸
L Chế độ nâng cơ	~	⏸	+/-	⏸
⏸ Chế độ Nhiệt		⏸		⏸
⏸ Chế Độ Ánh Sáng		⏸		



Khuyến khích sử dụng **Chế Độ B** hoặc **Chế Độ L** hàng ngày.

Sử dụng đầy đủ các **Chế Độ C + V + B + L** 2-3 lần mỗi tuần hoặc bất cứ khi nào sử dụng Tinh chất Vitamin C: Sử dụng Tinh chất Vitamin C của bạn với **Chế Độ V**, thoa các sản phẩm chăm sóc da khác của bạn và kết thúc với **Chế Độ B** với **L**.

CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG

- Trong khi sử dụng, hãy luôn luôn đảm bảo thoa đủ sản phẩm đồng đều trên da để cho DR's Secret LIF lướt mịn khắp mặt.
- Đối với **Chế Độ Nhiệt** ⏸, KHÔNG tạm dừng và giữ ở một chỗ quá lâu. Tạm dừng và giữ chỉ cho **1-2 giây**. Bạn cũng có thể sử dụng chuyển động lướt.
- Sau khi sử dụng **Chế Độ Nhiệt** ⏸ cảm thấy ấm và trông hơi đỏ là tình trạng bình thường. Bạn có thể áp dụng **Chế Độ Ánh Sáng Xanh** ⏸ hoặc bất kỳ sản phẩm làm dịu cho da tùy theo sự chọn lựa của bạn nếu cần thiết.

C Chế độ làm sạch 3 phút, bao gồm: • 1.5 phút:    • 1.5 phút:    Chế độ làm sạch giúp đẩy những tạp chất, bụi bẩn ra khỏi da và lấy đi những lớp phấn trang điểm còn đọng lại trên da. Sản phẩm hỗ trợ: Aestier Cleansing Cream A1.
V chế độ Vitamin C 3 phút:    Chế độ Vitamin C giúp làn da bạn hấp thụ chất chống oxy hóa một cách hiệu quả hơn. Vitamin C cũng có thể thúc đẩy tái tạo đối mới làn da bạn. Sản phẩm hỗ trợ: DR's Secret Toner T2 - Nước Cân Bằng và DR's Secret C15 Essence 7 - Tinh Chất Vitamin C.
B Chế độ làm sáng 7 phút, bao gồm: • 3 phút:    • 2 phút:    • 2 phút:    Chế độ làm sáng giúp đẩy mạnh sự rạng rỡ cho da và cải thiện kết cấu da. Nó cũng chuẩn bị cho làn da của bạn hấp thụ tốt những thành phần dưỡng chất trong sản phẩm chăm sóc da của bạn. Bạn có thể sử dụng Chế độ Làm Sáng để điều trị mắt Sản phẩm hỗ trợ: DR's Secret Skinlight T3 - Làm Sáng Da, DR's Secret Skinrecon T4 - Tái Tạo Da, Aestier Emulsion A6 - Sữa Dưỡng Ẩm/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10 - Cấp Nước Cho Da hoặc DR's Secret Toner T2 - Nước Cân Bằng, tiếp theo là DR's Secret C15 Essence 7 - Tinh Chất Vitamin C. Hỗ trợ các vấn đề vùng da quanh mắt, sử dụng Aestier Eye Cream - Kem Dưỡng Vùng Mắt.

L Chế độ nâng 5 phút, bao gồm: • 3 phút:    • 2 phút:    Chế độ nâng cơ giúp tạo đường nét trên mặt của bạn cho một sự xuất hiện rõ hơn. Bạn có thể sử dụng Chế độ nâng cơ để điều trị mắt Sản phẩm hỗ trợ: Aestier Emulsion A6 - Sữa Dưỡng Ẩm/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 - Cấp Nước Cho Da hoặc DR's Secret Toner T2 - Nước Cân Bằng, tiếp theo là DR's Secret C15 Essence 7 - Tinh Chất Vitamin C. Hỗ trợ các vấn đề vùng da quanh mắt, sử dụng Aestier Eye Cream - Kem Dưỡng Vùng Mắt.
 Chi dùng chế độ nhiệt 15 phút :   Chế độ nhiệt cho người sử dụng muốn khôi phục làn da chảy xệ và nếp nhăn. Nó có thể sử dụng cho mục tiêu cụ thể các vấn đề về da. Sản phẩm hỗ trợ: Aestier Emulsion A6 - Sữa Dưỡng Ẩm/DR's Secret Aqua Boost Serum 10 - Cấp Nước Cho Da hoặc DR's Secret Toner T2 - Nước Cân Bằng, tiếp theo là DR's Secret C15 Essence 7 - Tinh Chất Vitamin C.
 Chi dùng chế độ ánh sáng 15 phút :  Chế độ ánh sáng cho người dùng tận hưởng liệu pháp ánh sáng thuận tiện. Nó có thể sử dụng cho mục tiêu cụ thể các vấn đề về da. Sản phẩm hỗ trợ: DR's Secret Skinlight T3 - Làm Sáng Da, DR's Secret Skinrecon T4 - Tái Tạo Da, Aestier Emulsion A6 - Sữa Dưỡng Ẩm/ DR's Secret Aqua Boost Serum 10 - Cấp Nước Cho Da, DR's Secret Spot Serum 8 - Tinh Chất Trị Mụn hoặc DR's Secret Refining Serum 9 - Se Khít Lỗ Chân Lông.

* Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục. Thông tin sản phẩm hiển thị ở đây có thể thay đổi so với trên bao bì sản phẩm tùy thuộc vào thời gian và khu vực mua hàng.


1. Đối với **chế độ C**, làm ẩm da mặt và thoa kem lên da.

Chế độ Vitamin C, thoa tinh chất VitaminC đều khắp mặt.


Đối với **Chế Độ B, L, Nhiệt Hoặc Ánh Sáng**, thoa sản phẩm dưỡng da mặt đều khắp mặt

Đối với chăm sóc vùng da quanh mắt, thoa kem mắt đều khắp vùng mắt

2. Với tay khô, bật DR's Secret LIF và chọn chế độ phù hợp. Đối với **Chế Độ Ánh Sáng**, bấm một lần cho **Ánh Sáng Đỏ**, hai lần **Ánh Sáng Vàng** và ba lần **Ánh Sáng Xanh**.
3. Chọn mức cường độ mà bạn muốn. Chúng tôi chỉ khuyên bạn nên sử dụng cấp độ 1 và 2 cho chăm sóc vùng mắt.
4. **Lướt** DR's Secret LIF khắp mặt như hiển thị trong hình.




Đối với điều trị mắt, bạn có thể **lướt** DR's Secret LIF trên vùng mắt hoặc sử dụng phương pháp **Tạm-Dừng-Và-Giữ** hình vẽ. Xin lưu ý chỉ **Tạm-Dừng-Và-Giữ** DR's Secret LIF cho mỗi vị trí chỉ có **1 đến 2 giây**.



Đối với **Chế Độ Ánh Sáng**, bạn có thể **lướt** DR's Secret LIF trên khu vực da có vấn đề của bạn hoặc sử dụng phương pháp **Tạm-Dừng-Và-Giữ** như hình vẽ.

* Chỉ sử dụng phương pháp **Tạm-Dừng-Và-Giữ** cho DR's Secret Spot Serum và Refining Serum. *



5. Bấm chế độ đang sử dụng lại một lần nữa để tạm dừng chương trình. Bấm lại để tiếp tục. Đối với **Chế Độ Ánh Sáng**, không có chức năng tạm dừng.
6. Thoa thêm nhiều sản phẩm chăm sóc da nếu cần.
7. DR's Secret LIF sẽ bip để cho biết chế độ kết thúc. Ánh sáng đèn ở đầu thiết bị sẽ bị tắt.
8. Lau sạch nhẹ nhàng với khăn giấy hoặc rửa lại với nước (chỉ đối với **Chế Độ C**)

9. Vệ sinh đầu thiết bị bằng khăn ướt hoặc khăn giấy ướt không chứa cồn. Lau khô bằng bông hoặc khăn giấy. Chú ý lau thêm các rãnh trên đầu thiết bị.

* Đối với mụn trứng cá sử dụng **Ánh Sáng Xanh** đến khi mụn trứng cá sẽ tự hết. *

LƯU Ý

- Đối với người dùng lần đầu tiên, Hãy bắt đầu từ cấp độ 1 và từ từ tăng dần. Cảm giác bình thường khi trải nghiệm cảm giác nóng lên nhẹ nhàng trong **Chế Độ B, L** cơ và **Chế Độ Nhiệt**.
- Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ cảm giác khó chịu nào hãy giảm cường độ, hoặc thoa thêm huyết thanh (serum) lên da. Nếu cảm giác khó chịu vẫn còn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ da liễu hoặc chuyên viên tư vấn.


VỆ SINH

Tuổi thọ của DR's Secret LIF sẽ tăng lên nhiều lần với sự chăm sóc tốt và bảo dưỡng đúng cách.


- Đảm bảo rằng tắt hết các nguồn điện trước khi vệ sinh đầu thiết bị.
- Lau đầu thiết bị bằng khăn ướt hoặc khăn giấy ướt không chứa cồn sau mỗi lần sử dụng. Lau khô bằng bông hoặc khăn giấy. Chú ý lau thêm các rãnh trên đầu thiết bị.
- Không rửa thiết bị dưới nước hoặc ngâm trong nước.

SẠC

- DR's Secret LIF mất 1.5 tiếng để sạc đầy pin. Vui lòng sạc thiết bị trước khi sử dụng
- Có 2 sự lựa chọn khi sạc DR's Secret LIF
 - Kết nối cáp USB vào thiết bị




- Lựa chọn 1: Kết nối cục sạc và sạc



- Lựa chọn 2: Kết nối với cổng USB (ví dụ máy tính)

* Xin lưu ý rằng thời gian sạc sẽ mất tối đa 4,5 giờ khi sạc qua máy tính. *



- Đèn tín hiệu pin thể hiện tình trạng của pin.

- Đèn đỏ nhấp nháy: Pin sắp hết. Thiết bị có thể tự động tắt máy trong khi sử dụng.
- Đèn đỏ: Mức pin thấp. Vui lòng sạc pin ngay khi có thể.
- Đèn vàng: Mức pin vừa phải.
- Đèn xanh lá cây: Pin đầy.
- Khi pin được xả hết, thiết bị sẽ kêu bíp liên tục trong 2 giây. Bạn không thể bật thiết bị.
- Trong khi sạc, đèn tín hiệu pin sẽ tự động sáng để báo tình trạng pin.
 - Đèn đỏ nhấp nháy: Pin đang sạc. Thiết bị không thể bật.
 - Đèn đỏ: Mức pin thấp.
 - Đèn vàng: Mức pin vừa phải.
 - Đèn xanh lá cây: Pin đầy.
- Bạn có thể sử dụng DR's Secret LIF trong khi đang sạc. Tuy nhiên, vui lòng không cắm máy khi đang sạc với bàn tay ướt.
- Bạn không cần sạc DR's Secret LIF liên tục.

BẢO HÀNH

- DR's Secret LIF của bạn được đảm bảo đầy đủ sản xuất chống khuyết tật trong thời gian 12 tháng kể từ ngày mua trừ khi có quy định khác.
- Bảo hành tại địa phương chỉ áp dụng khi mua hàng tại quốc gia đó.
- Khách hàng phải xuất trình hóa đơn thuế gốc để làm bằng chứng đã mua hàng cho nhân viên dịch vụ của chúng tôi khi DR's Secret LIF được gửi để phục vụ/sửa chữa.
- Phiếu bảo hành không được chuyển nhượng.
- Bảo hành này cũng có thể kích hoạt trực tuyến theo các bước dưới đây:
 1. Vào trang web 'www.bwlgroup.com'
 2. Chọn vị trí của bạn
 3. Kéo xuống và nhấn chọn 'Bảo hành sản phẩm thiết bị' bên dưới 'Liên kết nhanh' ở cuối trang web
 4. Nhập chi tiết và số seri sản phẩm cá nhân
 5. Chọn 'Submit'

* Best World Lifestyle ghi nhận ngày kích hoạt bảo hành trực tuyến là ngày mua, chênh lệch tối đa 6 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn thuế. Khi ngày kích hoạt bảo hành trực tuyến vượt quá 6 tháng kể từ ngày xuất hóa đơn thuế, ngày bảo hành sẽ được gia hạn thêm tối đa 6 tháng nữa. Ngày đó sẽ được lấy là ngày mua hàng.*

- Bảo hành này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và vô hiệu lực nếu sản phẩm bị phát hiện đã bị sửa đổi, giả mạo hoặc sửa chữa bởi một người không được phép.
- Bảo hành này sẽ bị những hạn chế và loại trừ sau đây:
 - Những trục trặc hoặc thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, bất ổn dân sự / hoặc tai nạn
 - Vấn đề lỗi, sử dụng sai hoặc thiệt hại do sơ suất và lạm dụng
 - Phụ kiện hao mòn
 - Thiệt hại trong quá trình vận chuyển đến trung tâm bán lẻ BWL
 - Sản phẩm đã không được duy trì hoặc hoạt động theo các hướng dẫn đã nêu trong Hướng dẫn
- Best World Lifestyle có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện ở trên mà không cần thông báo trước.

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Nguồn Điện	100~240VAC / 50~60Hz
Điện Năng Tiêu Thụ (Thần Máy)	7.2W MAX
Công Suất Điện (Cục Sạc)	DC5V, 2.0A
Cung Cấp Phổ Biến	Modified Square / Sine Wave
Pin	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
Kích Thước Và Trọng Lượng (Thần Máy)	Kích thước: 55mm*165mm*43mm Trọng lượng: 149g
Cường Độ Dòng Điện Ở Mức Thấp Nhất	43V rms
Cường Độ Dòng Điện Ở Mức Cao Nhất	61V rms

Từ chối chịu trách nhiệm

Với toàn bộ sự nỗ lực để đảm bảo tất cả những thông tin thể hiện trong Hướng dẫn sử dụng này là chính xác. BWL sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ lỗi nào nếu làm sai hướng dẫn trên.

สารบัญ

ยูนิตต่อเนียบ	97
การประมวล	97
ภายในกล่อง	97
แผนภาพผลิตภัณฑ์	97
ข้อควรระวัง	98
การใช้ไดอาร์เอส ซีเคิร์ก สฟ	99
โหมดการใช้งาน	99
ข้อสังเกต	103
การทำควานสะอาด	103
การชาร์จไฟ	103
การรีเซ็ต	105
ข้อมูลจำเพาะ	106

ยีนดีต้อนรับ

ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกสู่ประสบการณ์การฟื้นฟูสภาพผิว ก่อนที่คุณจะเริ่มออกเดินทาง โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านคำแนะนำในการใช้งานนี้

ภาพรวม


ดีอาร์เอส ซีกรีก สิว เป็นอุปกรณ์การบำบัดผิว เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลผิวประจำวันของคุณ จะช่วยในการทำความสะอาดผิวและเตรียมผิวสำหรับการดูแลขั้นต่อไป

ภายในกล่อง

ภายในกล่องประกอบด้วย

1. ดีอาร์เอส ซีกรีก สิว (ตัวเครื่อง)
2. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟ
3. สาย USB
4. คู่มือการใช้งาน

แนะนำผลิตภัณฑ์




ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์นี้สำหรับการใช้งานตามข้อบ่งชี้ภายใต้การใช้อย่างมีคุณภาพ
- ใช้งานในบริเวณที่ผิวแห้งเท่านั้น ห้ามใช้บนผิวหนังบวมหรืออยู่ในห้องน้ำ ห้ามอาบน้ำ เครื่องใช้กลางแจ้งไม่แนะนำให้ใช้
- ก่อนใช้งาน ควรถอดเครื่องประดับออกจากใบหน้า เช่น แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ
- อย่าใช้เครื่องมือ ถ้าหากผิวของคุณมีอาการผิวหนังอักเสบหรือระคายเคือง หรือผิวไหม้แดด
- อย่าใช้เครื่องมือ หากคุณกำลังมีอาการแพ้หรือระคายเคืองในขณะมีไข้
- หากคุณกำลังใช้เครื่องสำอางหรือสีย้อมทำสีผิว ควรใช้เครื่องสำอางของคุณก่อนใช้
- โปรดทราบว่า สิวฟลูออเรสเซนต์มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน อย่าใช้ สิว หากคุณติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน
- หากคุณมีอาการแพ้ผิวหนังหรือแพ้โลหะ หรือมีอาการแพ้ที่ผิวหนัง: อุปกรณ์ผิวหนังหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ในร่างกายของคุณ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก ห้ามใช้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี.
- หลีกเลี่ยงการนำตัวเครื่องสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงและห้ามสัมผัสกับความร้อนหรือไฟที่ร้อน.
- เก็บตัวเครื่องให้ห่างจากวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดี ดีวีดี จอภาพ คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์
- โปรดอ่านคู่มือแปลงสัญญาณไฟหรือสาย USB ที่แนบมา ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ชาร์จไฟหรือตัวเครื่องอยู่ในสภาพแห้งในขณะชาร์จ ห้ามชาร์จไฟที่ใกล้จุดที่มีน้ำ
- จับตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง ห้ามทำตัวเครื่องตกพื้น

การใช้อารอล ซีเคร็ก สิว

6 โหมดที่ใช้งานได้ดังนี้:

C โหมดทำความสะอาด	~	~	+/-
V โหมดวิตามิน ซี	~	~	+/-
B โหมดกระชับ	~	~	+/-
L โหมดการเย็น	~	~	+/-
~ โหมดความร้อน	~	~	~
~ โหมดแสง	~	~	~



แนะนำให้ใช้ **โหมด B** หรือ **L** เป็นประจำทุกวัน

ใช้แบบเต็มรูปแบบ คือ **โหมด C-V-B-L 2-3** ครึ่งต่อสัปดาห์ หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ซีรีนวิตามินซี ใช้ซีรีนวิตามินซีกับ **โหมด V** ตามด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอื่น ๆ ของคุณลงจบบน **โหมด B** และ **L**

โหมดการทำงาน

- ในระหว่างการใช้งาน โหมดเปิดใช้งานปริมาณของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอยู่อย่างสม่ำเสมอ ผิวหน้า เพียงพอที่ทำให้การทำงานของ ดีอาร์แอล ซีเคร็ก สิว เคลือบผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สำหรับการใช้งานใน **โหมด ความร้อน** ~ อย่างถูกต้องที่สุดคือผิวนานเกินไป หยุดค้างไว้ เพียงแค่ 1-2 วินาที คุณอาจจะใช้วิธีการทาครีมไปมาก็ได้
- เป็นเรื่องปกติสำหรับผิวที่จะรู้สึกอุ่นขึ้นหรือแดงเล็กน้อยหลังการใช้โหมดต่างๆ กับ ~ **โหมดความร้อน** คุณสามารถใช้ ~ **แสงสีฟ้า** หรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใดๆ ช่วยผ่อนคลายอาการผื่นแดง

C โหมดทำความสะอาด

3 นาที ประกอบด้วย:

- 1.5 นาที: ~ ~ +/-
- 1.5 นาที: ~ ~ +/-

โหมดทำความสะอาด จะช่วยล้างสิ่งสกปรก ฟันเหลืองและเครื่องสำอางที่ตกค้างบนผิวออก.

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมด้วย: เอสเคียร์ คลีนซิงครีม A1.

V โหมดวิตามินซี

3 นาที: ~ ~ +/-

โหมดวิตามินซีช่วยให้คุณคงความชุ่มชื้นบนผิวของคุณและช่วยปกป้องผิวจากมลพิษและอนุมูลอิสระ วิตามินซียังช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนในผิว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมด้วย: ดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก โทนมอยส์ T2 แล้วตามด้วยดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก C15 เอสเซนส์

B โหมดกระชับ

7 นาที ประกอบด้วย:

- 3 นาที: ~ ~ ~
- 2 นาที: ~ ~ +/-
- 2 นาที: ~ ~ +/-

โหมดกระชับช่วยทำให้ผิวให้สว่าง สดใสและปรับปรุงโครงสร้างผิว นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมผิวของคุณเพื่อรองรับการดูดซึมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว. นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โหมดกระชับสำหรับการบำรุงรอบดวงตา

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมด้วย: ดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก สกินโลท T3, ดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก สกินครีม T4, เอสเคียร์ อีลิคชั่น A6/ดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก อควา บุสท์ เซรั่ม 10 หรือดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก โทนมอยส์ T2 แล้วตามด้วยดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก C15 เอสเซนส์ 7 สำหรับทาถูรอบดวงตา ไม่เอสเคียร์ อายครีม

L โหมดการเย็น

5 นาที ประกอบด้วย:

- 3 นาที: ~ ~ ~
- 2 นาที: ~ ~ +/-

โหมดการเย็นช่วยเย็นจัดตามรูขุมขนที่เป็นไปตามลักษณะที่ต้องการ. นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โหมดการเย็นสำหรับการบำรุงรอบดวงตา

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่รวมด้วย: เอสเคียร์ อีลิคชั่น A6/ดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก อควา บุสท์ เซรั่ม 10 หรือดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก โทนมอยส์ T2 แล้วตามด้วยดีโอกเตอร์'ส ซีเคร็ก C15 เอสเซนส์ 7 สำหรับทาถูรอบดวงตา ไม่เอสเคียร์ อายครีม

W โหนดความร้อน

15 นาที: W ๖-๘

โหนดความร้อน สำหรับผู้ที่มีความร้อนหย่อนคล้อยและไร้รอย, สามารถใช้กับใบหน้าทั่วทั้งผิวกายจะจุด

ผลิตกับที่ไธว่นด้วย: เอสเคียร์ ฮีปส์เอ็นA6/ไดกเตอร์'ส ซิครีค อควา บูลส์ เซ็น 10หรือไดกเตอร์'ส ซิครีค โทเนออร์ T2ล่งตามด้วย ไดกเตอร์'ส ซิครีค C15 เอสเคียร์

๖-๘ โหนด แสงอย่างเดี่ยว


15 นาที: ๖-๘

เพื่อให้ผู้ไธว่นผลิตพลังงานการบำบัดด้วยแสงอย่างสวดกลาย, สามารถใช้กับใบหน้าทั่วทั้งผิวกายจะจุด


ผลิตกับที่ไธว่นด้วย: ไดกเตอร์'ส ซิครีค สกัลT3, ไดกเตอร์'ส ซิครีค สกัลT4, เอสเคียร์ ฮีปส์เอ็นA6/ไดกเตอร์'ส ซิครีค อควา บูลส์ เซ็น10, ไดกเตอร์'ส ซิครีค สบอต เซ็น 8หรือไดกเตอร์'ส ซิครีค ซีฟมดง เซ็น9

* ผลิตกับที่ของเรอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว บ่อผลิตกับที่ที่แสดงที่นี้อาจแตกต่างกันไปตามบรรจุภัณฑ์ของผลิตกับที่ ขึ้นอยู่กับเวลาและภูมิภาคที่ซื้อ

1. สำหรับ **C โหนด**ล่างหน้าให้เปียกจากนั้นทำการรักษาความสะอาดผิว สำหรับ**โหนด B, L, ความร้อน**หรือ **แสง**ทำการประคบให้ทั่วทั้งบริเวณใบหน้า ทำการประคบให้ทั่วทั้งบริเวณรอบดวงตาสำหรับการประคบ
2. เช็ดผิวให้แห้ง เปิดเครื่องไดอาร์เอส ซิครีค สิว และสีกโหนดการทำงานตาม ต้องการ สำหรับ**โหนดแสง** กด 1 ครั้งสำหรับ**แสงสีแดง**, กด 2 ครั้งสำหรับ**แสงสีเหลือง** และ กด 3 ครั้งสำหรับ**แสงสีฟ้า**
3. เลือกระดับความแรงของเครื่องตามต้องการ แนะนำให้ใช้ระดับ 1 และ 2 สำหรับการดูแลรอบดวงตา
4. ลากเครื่องไดอาร์เอส ซิครีค สิว บนใบหน้าเบา ตามรูปร่าง




สำหรับการประคบรอบดวงตา คุณสามารถใช้เครื่อง ไดอาร์เอส ซี ครีค สิว ลากไปบริเวณ รอบดวงตา หรือใช้การ**หยุดแสง**ตามภาพ โปรดจำไว้ว่าการ ใช้แบบ**หยุดแสง**นั้น แต่ลด จมูกใช้เวลาเพียง 1 - 2 วินาทีเท่านั้น



สำหรับการ**โหนดแสง** คุณสามารถใช้เครื่อง ไดอาร์เอส ซี ครีค สิว ลากไป บริเวณที่ มีความร้อนใช้การ**หยุดแสง**ตามภาพ

* ควรใช้ไดอาร์เอสซีครีค สบอตซีเอ็น และ ซีฟมดงซีเอ็น ร่วมกับ การ ใช้แบบ **หยุดแสง** *



5. กดปุ่มโหนดที่เหมาะสมอีกเครื่องเพื่อหยุดโปรแกรมชั่วคราว กดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการต่อ สำหรับ ๖-๘ โหนดแสงไม่พึงกั้นหยุดชั่วคราว
6. การผลิตกับที่สำหรับผิวหน้าหรือริมฝีปากความสะอาดผิว หากจำเป็น
7. DR's Secret UF จะส่งเสียง "บีบ" ขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทำงาน ของโหนดนั้นๆ แสงไฟบนเครื่องจะดับลง
8. ไม่กระต่ายขี้หนูเปิดออกอย่างเบาเมื่อหรือล้างออกด้วยน้ำ (สำหรับ **C โหนด**เท่านั้น)
9. เช็ดหัวอุปกรณ์ด้วยผ้าขนหนูเปียกหรือที่เปียกที่ปราศจากแอลกอฮอล์ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสำหรับขี้หนู ให้ความสงบขึ้นเป็นปกติในการเปิดบริเวณรอบบนหัวอุปกรณ์

* สำหรับสวเริ่งรัง**แสงสีฟ้า**บนกรังสีขาวย *

ข้อสังเกต

- สำหรับผู้ใช้เครื่องโปรดเริ่มต้นจากระดับ 1 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เป็นเรื่องปกติที่จอร์จส์มักจะอยู่ในระหว่างใช้ **โหมดการจ่ายไฟ B, โหมด L และโหมด** ความร้อน $\sim 1\text{V}$
- ถ้าคุณรู้สึกสับสนหรือสับสน คุณสามารถปรับระดับความแรงลงได้ หรือถ้า รันพื้นมาก ขึ้น หากยังรู้สึกสับสนหรือสับสนอยู่ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ ถ้า คุณมีอาการทางหัวใจ หรือ

การทำความปลอดภัย

อายุการใช้งานของตัวชาร์จ ซีลริค สฟ ยาวนานขึ้น ด้วยการดูแลการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องได้ถอดออกจากปลั๊กไฟแล้วก่อนการทำความปลอดภัย ส่วนหัว ของตัวเครื่อง
- เมื่อหัวอุปกรณ์ด้วยพื้นผิวเปียกหรือที่เปียกที่ปราศจากแอลกอฮอล์หรือการใช้งานแต่ละครั้ง เพื่อให้แน่ใจด้วยตัวเครื่องที่ให้ความปลอดภัยในการเชื่อมหรือเชื่อมส่วนหัวอุปกรณ์
- ห้ามเก็บน้ำลงในตัวเครื่องหรือลงในปลั๊กไฟ

การชาร์จไฟ


- ตัวชาร์จ ซีลริค สฟ โหมด 1 ใช้โมดครั้ง ในการชาร์จไฟจนเต็ม การชาร์จไฟจนเต็ม
- วิธีการชาร์จไฟตัวชาร์จ ซีลริค สฟ มี 2 วิธี
 - ต่อสาย USB เข้ากับตัวเครื่อง



- ทางเลือกที่ 1: ต่อกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟชาร์จ



- ทางเลือกที่ 2: ต่อกับพอร์ต USB
- * โปรดทราบว่าหากใช้ในการชาร์จไฟประมาณ 4 ชั่วโมง หรือ หากชาร์จผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ *



- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่แสดงสถานะของแบตเตอรี่
 - ไฟสีแดง: แบตเตอรี่ใกล้หมด อุปกรณ์อาจปิดตัวลงโดยอัตโนมัติในช่วงการใช้งาน
 - ไฟสีส้ม: แบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ โปรดชาร์จอุปกรณ์เมื่อเป็นไปได้
 - ไฟสีเขียว: แบตเตอรี่อยู่ในระดับปานกลาง
 - ไฟเขียว: แบตเตอรี่เต็ม
- เมื่อแบตเตอรี่หมด อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วินาที คุณจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ได้
- ในระหว่างการชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่
 - ไฟสีแดง: แบตเตอรี่หมด อุปกรณ์จะไม่สามารถเปิดได้
 - ไฟสีส้ม: แบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ
 - ไฟสีเขียว: แบตเตอรี่อยู่ในระดับปานกลาง
 - ไฟเขียว: แบตเตอรี่เต็ม
- คุณสามารถใช้ DR's Secret WIF ได้ในขณะที่ทำการชาร์จได้อย่างไร้ที่ติ โปรดจำไว้ว่าอย่าใช้อุปกรณ์ด้วยมือเปียกขณะทำการชาร์จ
- คุณไม่จำเป็นต้องชาร์จ DR's Secret WIF อย่างต่อเนื่อง

การรับประกัน

- ดีอาร์เอส ซีเคิร์ล สิว มีการประกันความบกพร่องจากการผลิตเป็นเวลา 12 เดือนนับ จากระวันที่ซื้อ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ขึ้นอย่างขึ้น
- การรับประกันจะไม่ได้ในกรณีที่ข้อสินค้าทำเป็น
- ในทำกับกาณิณณบณจะต้องพามาแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่บริการของเราเมื่อติดต่อ ดีอาร์เอส ซีเคิร์ล สิว ทุกส่งมาเพื่อรับบริการ / ซ่อมแซม
- การรับประกันปีไม่สามารถโอนย้ายได้
- การรับประกันยังมีสามารถลงทะเบียนเลขีให้มีผลกับทั้งทางออนไลน์ได้ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 1. ไปที่ 'www.bwlgroup.com'
 2. เลือกที่อยู่ของคุณ
 3. เลือกส่งด้านล่างแล้วคลิกที่ 'การรับประกันสินค้าอุปกรณ์' ภายใต้ 'ส่งด่วน' ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์
 4. ใส่รายละเอียดของสินค้าและหมายเลขเครื่องของคุณ
 5. คลิก "ส่ง"
- * บริษัท บัฒนบิลยูเอล จะนับวันที่เปิดใช้งานการรับประกันทางออนไลน์เป็นวันที่ซื้อสินค้า โดยให้มีระยะเวลาต่างกันสูงสุดได้ถึง 6 เดือนนับจากรวันที่ในใบทำกับกาณิณ หากวันที่เปิดใช้งานการรับประกันออนไลน์เกิน 6 เดือนนับจากรวันที่ในใบทำกับกาณิณ ระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน จะถูกบวกเข้าไปในวันที่ในใบทำกับกาณิณ แล้วให้ถือว่าวันเป็นวันที่ซื้อสินค้า *
- การรับประกันจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการยกเว้น ดังต่อไปนี้
 - การไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, ไฟไหม้, การจลาจล / หรืออุบัติเหตุ
 - ความบกพร่องจากการใช้ผิดวิธี หรือความเสียหายที่เกิดจากความปรมาเลในทางที่ผิด
 - การใช้อุปกรณ์เสริมและการดัดแปลงตัวเครื่อง
 - ความเสียหายจากการขนส่งไปหรือกลับระหว่างสมาชิกบัฒนบิลยูเอลกับลูกค้า
 - ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือใช้งานตามวิธีไม่ที่ระบุไว้ในคู่มือ
- บริษัท บัฒนบิลยูเอล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนอากำหนดและเงื่อนไข ต่างๆข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจำเพาะ

กำลังไฟฟ้า	100~240VAC / 50~60Hz
การให้พลังงานไฟฟ้า (ตัวเครื่อง)	7.2W MAX
พลังงานที่ส่งออก (อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟ)	DC5V, 2.0A
กระแสไฟฟ้า	Modified Square / Sine Wave
แบตเตอรี่	Li-ion 3.7V, 1330mA/h
ขนาดเส้าหน้า (ตัวเครื่อง)	ขนาด: 55mm.*165mm.*43mm. หน้าหนา: 149mm
กำลังไฟต่ำสุด	43V rms
กำลังไฟสูงสุด	61V rms

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้บริษัทบัฒนบิลยูเอลจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ต่อย่นผิดพลาดที่อยู่ในนี้

drs-secret.com



DR's Secret and BWL are registered trademarks of Best World.

© 2022 Best World. All rights reserved.

G990007